


Philips Sonicare
AirFloss Ultra – чисти
междузъбно
пространство

с 1 накрайник

Звукова четка за зъби
DiamondClean
Зареждаща чаша
Калъф за пътуване със
зареждане с USB



HX8391/03

Гарантирано по-здрави венци за 2 седмици*

Създаден за тези, които не са особено постоянни в почистването с конец

За тези, които не почистват с конец редовно, AirFloss Ultra**** е най-лесният начин за ефективно почистване между зъбите. AirFloss Ultra може да се използва с вода за уста или вода и клинично доказано има същата ефективност за здравето на венците като конца.**

Подобрява здравето на устната кухина

- Клинично доказано също толкова ефективен за здравето на венците, колкото и конецът за зъби**
- Премахване на до 99,9% плака***
- Подпомага предотвратяването на кариеси между зъбите
- Избелва зъбите повече от 2 пъти по-добре от ръчната четка за зъби

Provides a superior clean

- Глава за четка DiamondClean за най-доброто избелване от Sonicare
- Разработени за максимални звукови вибрации

Висококачествена технология

- Технология с въздух и микроскопични водни капки
- Високоэффективен накрайник
- Настройка за тройно впръскване

Най-лесният начин за ефективно почистване между зъбите


- Отнема само 60 секунди: насочете, натиснете, почистете!
- Лесен начин да създадете здравословен навик

PHILIPS
sonicare

AirFloss Ultra – чисти междузъбно пространство
с 1 накрайник Звукова четка за зъби DiamondClean, Зареждаща чаша, Калъф за пътуване със зареждане с USB

Акценти

Премахване на до 99,9% плака




AirFloss Ultra премахва до 99,9% от плаката в третираните области.**

Технология с микрокапки



Клинично доказаните ни резултати са възможни благодарение на уникалната ни технология, която комбинира въздух и вода за уста или вода за мощно, но нежно почистване между зъбите и по линията на венците.

По-добре здраве на венците



Накрайникът Philips Sonicare AirFloss Ultra клинично доказано подобрява здравето на венците също толкова, колкото и конецът.** Помага за подобряването на здравето на венците само за две седмици.

Почиства само за 60 секунди



С AirFloss Ultra почистването на цялата уста отнема по-малко от 60 секунди на ден. Просто изберете честотата на впръскване (единична, двойна или тройна) и задръжте бутона за активиране за продължителни автоматични впръсквания или натиснете и освободете за ръчен режим на впръскване.

Избелва зъбите 2 пъти по-добре



Тази четка за зъби Philips Sonicare избелва зъбите повече от 2 пъти по-добре от механична четка за зъби само за 1 седмица. Премахва до 100% повече петна за по-бели зъби само за 1 седмица.

Подпомага предотвратяването на кариеси



Чрез леко разкъсване на плаката, която миенето с четка пропуска, накрайникът Philips Sonicare AirFloss Ultra помага за предотвратяването на формирането на кариеси в пространствата между вашите зъби.


HX8391/03

Високоэффективен накрайник




Новият високоэффективен накрайник AirFloss Ultra увеличава силата на технологията ни с въздух и микрокапки за по-голяма ефективност и ефикасност от всякога.

Програма за тройно впръскване



Мощната струя на накрайника AirFloss Ultra може да се персонализира според предпочитанията ви с единично, двойно или тройно впръскване при всяко натискане на бутона за активация.

Глава за четка DiamondClean



Главите за четки за зъби DiamondClean, най-добрите избелващи глави на Philips Sonicare, имат косъмчета с формата на диамант за ефективно и същевременно нежно премахване на повърхностни петна и плака. Премахва петна, напастени от кафе, чай, червено вино, цигари и тютюн само за 1 седмица.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно

Захранване

- Напрежение: Мултистандартно зарядно устройство

Технически спецификации

- Батерия: Акумулаторна
- Тип батерия: Литиево-йонна
- Време на зареждане: 24 часа за пълно зареждане

Сервиз

- Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

- Индикатор за батерията: LED индикаторите на дръжката показват нивото на заряда
- Система на главата за четка: Лесно поставяне на главите с щракване
- Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн
- Дисплей: Осветен дисплей
- Накрайник: Лесно поставяне и сваляне
- Живот на батерията: 1 – 3 седмици****

Включени в комплекта

- Зарядно устройство: 1
- Глави за четка: 1 DiamondClean стандартна
- Дръжки: 1 DiamondClean
- Калъф за пътуване: USB зарядно устройство за пътуване

- Зареждаща чаша: 1
- Дръжка AirFloss Ultra: 1
- Накрайник AirFloss Ultra: 1

Работни показатели при почистване

- Лечебен ефект: Почиства цялата уста за 60 сек, Подобрява здравето на венците за 2 седмици*
- Работни характеристики: Премахва до 99,9% плака**
- Скорост: До 31 000 движения на четката/мин
- Клинично доказани резултати: Ефективен като конец, за подобряване на здравето на венците, за намаляване на плаката, за намаляване на кървенето на венците
- Персонализирани настройки: Автоматично впръскване или ръчно впръскване, Единично/двойно/тройно впръскване***
- За най-добри резултати: Сменяйте накрайника на всеки 6 месеца
- Таймер: Quadpacer и SmartTimer
- Предимства на изобелването: Избелва зъбите 2 пъти по-добре*

Режими

- Clean: За изключително ежедневно почистване
- Gum Care: Нежно масажира венците
- Бяло: Премахва повърхностните петна
- Полски: Полирайте и изсветлете зъбите си
- Sensitive: Нежно почистване на зъбите и венците



Дата на издаване
2023-01-12

Версия: 5.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* или ви връщаме парите

** при използване в съчетание с ръчна четка за зъби и антибактериална вода за уста при пациенти с лек до среден гингивит; AirFloss е създаден да помогне на тези, които не са постоянни в почистването с конец, да развият здравословен режим за ежедневно почистване между зъбите. Моля, вижте въпросите и отговорите в раздела Поддръжка за повече информация.

*** От третираните зони; В лабораторно изследване реалните резултати е възможно да се различават

**** AirFloss Ultra и Pro са един и същ продукт, но е възможно да са с различно име в зависимост от държавата и канала.

***** в зависимост от използваната настройка за впръскване