

Philips Sonicare AirFloss  
Ultra  
치간 세정용 노즐

노즐 2 개

HX8032/05



## 2 주 만에 건강해지는 잇몸 \*

불규칙적인 치간 세정자를 위한 설계

치간 세정을 불규칙적으로 하는 분들께 에어플로스 울트라는 치아 사이를 효과적으로 세정하는 가장 간단한 방법입니다.

### 구강 건강 개선

- 치실 사용만큼 효과적인 잇몸 건강 개선 효과를 임상적으로 입증 \*\*
- 최대 99.9% 플라그 제거 \*\*\*
- 치간 충치 예방 효과

### 뛰어난 기술

- 고성능 노즐
- 공기와 물방울의 미세분사 기술
- 3 회 분사 사용자 맞춤 설정

### 치아 사이를 효과적으로 세정하는 가장 간단한 방법

- 건강한 습관을 만드는 간편한 방법

# PHILIPS

sonicare


# 주요 제품

## 최대 99.9% 플라그 제거




에어플로스 울트라는 세정 부위의 플라그를 최대 99.9% 제거합니다.\*\*\*

## 미세분사 기술



공기와 구강청결제 또는 물을 섞어 강력하면서도 부드럽게 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 세정하는 차별화된 기술을 통해 임상적으로 입증된 효과를 보장합니다.

## 가볍게 시작하는 건강한 습관



구강 건강 관리에 있어 치간 세정은 매우 중요합니다. 에어플로스를 사용하면 치아 사

이 칫솔모가 닿지 않는 부분까지 쉽고 간편하게 양치할 수 있어 건강한 치간 세정 습관을 기를 수 있습니다.

## 잇몸 건강 개선



필립스 소닉케어 에어플로스 울트라는 치실 사용만큼 잇몸 건강을 개선시키는 것이 임상적으로 입증되었습니다.\*\* 단 2주 만에 잇몸 건강이 개선됩니다.

## 충치 예방 효과




필립스 소닉케어 에어플로스 울트라는 양치 시 닿지 않는 부분의 플라그를 부드럽게 제거하여 치간 충치 예방 효과에 탁월합니다.

## 고성능 노즐



새로운 에어플로스 울트라의 고성능 노즐이 공기 및 물방울 미세분사 기술을 강화시켜 보다 효과적이고 효율적인 세정이 가능합니다.

## 3회 분사 사용자 맞춤



에어플로스 울트라의 강력한 분사 기능은 사용자의 기호에 따라 작동 버튼을 누를 때마다 1회, 2회, 3회 분사로 맞춤 설정할 수 있습니다.

# 사양

## 디자인 및 마감

- 노즐 색상 : 그레이

## 편리한 사용

- 노즐 액세서리 : 간편한 탈부착

## 구성품

- 에어플로스 울트라 노즐 : 2

## 세정 성능

- 최상의 효과 : 6개월마다 노즐 교체



발행 일자 2022-05-21

버전 : 1.0.1

EAN: 08 71010 37083 46

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는  
Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다  
.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*경미하거나 중간 정도의 치은염이 있는 사용자가 일반 칫솔 및  
항균성 구강청결제와 함께 사용하는 경우; 에어플로스는 불규  
칙적인 치실 사용자로 하여금 매일 건강한 치간 세정 습관을 들  
일 수 있도록 설계되었습니다. 자세한 내용을 보려면 지원 탭 아  
래에 있는 Q&A를 참조하십시오.  
\*\*\*연구 결과에 따르면, 부위별로 사용 결과가 실제로 다를 수  
있음  
\*사용 후 불만족 시 환불 가능