

Philips Sonicare AirFloss
Sonicare vervangend
mondstuk

2 stuks

HX8002/05



Een eenvoudigere flosmethode

Verbetert de gezondheid van uw gebit op vriendelijke en effectieve wijze

Zo wordt flossen leuk. Stap over op Philips Sonicare AirFloss.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijdert tot 99,9% tandplak

Eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare plekkjes

- Geleidetip voor eenvoudige plaatsing
- Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen

Dankzij het afneembare mondstuk kunt u de AirFloss delen

- Met afdruk van druppels op het mondstuk voor eenvoudig delen met anderen

PHILIPS
sonicare

Sonicare vervangend mondstuk
2 stuks

Specificaties

Technische specificaties

- Gebruiksduur: Vervang de spuitkop iedere 6

maanden

HX8002/05

Kenmerken

Geleidetip




Glijd met de geleidetip langs de tandvleesrand tot u voelt dat de tip tussen de tanden komt. De geleidetip biedt een gemakkelijke plaatsing zelfs bij de moeilijk bereikbare kiezen.

Met afdruk van druppels op het mondstuk


In elke verpakking van 2 mondstukken zit 1 mondstuk met een afdruk van een effen druppel en 1 mondstuk met een afdruk van een heldere druppel. Hierdoor kunt u de mondstukken eenvoudig herkennen wanneer u het apparaat met een ander deelt.

Kleine, gebogen spuitkop



Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen

Verwijdert tot 99,9% tandplak



AirFloss gebruikt lucht en microdruppels van water of mondwater om tot 99% van het tandplak tussen de tanden te verwijderen*



Publicatiedatum
2024-04-21

Versie: 2.0.1

EAN: 87 10103 53574 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com