

# PHILIPS

## sonicare

ソニックケア ヘルシー  
ホワイト

HealthyWhite

2つのモード

ブラシヘッド1本付属

HX6713/43



## より自然に白い歯へ

### 自然な白い歯のための歯ブラシ

白い歯は明るい笑顔の象徴です。自然な白さで輝く歯を手に入れましょう。ヘルシーホワイトは、約1週間で自然な白い歯に導きます。\*

#### お口の健康を推進

- ・ 自然な白い歯に
- ・ フィリップス ソニックケア歯ブラシで歯に自然な白さを

#### 理想的な歯磨きをサポート

- ・ 2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
- ・ カドベーター機能搭載

#### 優れた洗浄能力


- ・ 音波水流
- ・ 歯垢を手磨きだけの場合よりも最大7倍除去

#### 1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- ・ イージースタート機能
- ・ クリーン&ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす
- ・ クリーンモード：2分間の通常モード

# 特長

## 最大 7 倍の歯垢を除去



手磨きだけの場合よりも、ブラシの届きにくい部分の歯垢を最大 100% 多く除去

## ステインを除去し自然な白い歯へ



フィリップス ソニックケア電動歯ブラシは、歯の着色汚れを除去し、自然な白さで輝く歯を手に入れるお手伝いをします。

## 自然な白い歯に



歯の 1 本 1 本に直接届く音波水流で、歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。

## クリーン&ホワイトモード




お口全体を 2 分間しっかりブラッシングした後（クリーンモード）、特殊な動作で 30 秒間前歯をみがいて（ホワイトモード）、歯 1 本 1 本の汚れをしっかりと除去。コーヒー、紅茶、タバコ、赤ワインなどの日常的なステイン（着色汚れ）を落とし、わずか約 2 週間で歯に自然な白さをもたらします。\*

### クリーンモード

毎日の歯磨きで、自然な白い歯をもたらします。

### イージースタート機能




電動歯ブラシに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

## 音波水流



高速振動と幅広い振幅でしっかり歯垢を落とし、同時に起こる音波水流で歯間の奥と歯と歯ぐきの汚れをやさしく効果的に除去します

## カドペーサー



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。

## スマートタイマー



2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。



# 仕様

## デザインと仕上げ

色: ホワイト

## 電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

## 仕様

充電機: 充電式

使用時間: 約 3 週間\*\*

充電機の種類: リチウムイオン充電機

## サービス

本体保証: 2年間保証

## 使いやすさ

充電機表示ランプ: ランプで充電機残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン, 握りやすいゴム製グリップ

使用時間: 約 3 週間\*\*

## 内容

ハンドル: ヘルシーホワイト 1 本

ブラシヘッド: ダイヤモンドクリーン レギュラー 1 本

充電器: 1

## 洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

性能: 歯垢を除去

健康上の利点: 歯垢を除去

タイマー: カドベーターとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

## モード

クリーン: 歯をキレイに

クリーン&ホワイト: クリーン (2 分間) + ホワイト (30 秒間)

\* 手磨きよりも効果的

\*\* ダイヤモンドクリーンブラシヘッド使用時/2010年 Colgan氏らの調査に基づく (個人差があります)。\*\* クリーンモードで、2 分間のブラッシングを1日2回

