

Philips Sonicare 9000  
series  
亮白隨行智能鑽石音波  
電動牙刷

連線的應用程式會追蹤進度

內建壓力感測器  
智慧型刷頭感應  
4 種模式，3 種強度

HX9911/69



## 輕鬆展露潔白笑容

1 週有感亮白 \*\*

飛利浦 Sonicare 音波流體潔力深入清潔齒縫，宛如天天微洗牙。改善口腔衛生，讓您自信展開每一天，牙齒更潔白亮麗。刷毛溫和不傷牙齦，連線智能 APP 可指導刷牙和追蹤成效。4 種模式，3 種強度，任意選擇，享受個人化的刷牙體驗。

### 配合個人需求

- 4 種模式搭配 3 種強度，打造個人化的刷牙體驗

### 個人化的進度報告助您隨時掌握狀態

- 智能 APP 可提供指導與進度報告

### 時尚且簡單易用的設計

- 時尚設計實現優質的刷牙體驗

### 牙齒更亮白，口腔更健康

- 只要 1 週就能去除表面牙漬，讓牙齒更亮白 \*
- 音波流體潔力深入齒縫溫和清潔
- 卓越的不只是清潔效果，還有每日亮白效果

**PHILIPS**  
sonicare

## 亮白隨行智能鑽石音波電動牙刷

連線的應用程式會追蹤進度 內建壓力感測器，智慧型刷頭感應，4 種模式，3 種強度

# 焦點

### 只需 1 週即可帶來更潔白的牙齒\*



使用先進的 Sonicare 技術讓您的笑容更耀眼動人。亮澤刷毛比手動牙刷清除高達 5 倍的齒垢，只要 1 週就能讓牙齒更顯亮白\*\*。

### W3 智能超效亮白刷頭



我們的 W3 智能超效亮白刷頭能達到清潔並亮白的深層清潔效果，讓您不止眼見為憑，更深有所感。1 週有感亮白。

### 優質的刷牙體驗



DiamondClean 9000 附有出眾的多種深淺色彩設計，提供與您風格搭配的優質人體工學刷牙體驗。旅行盒纖薄輕巧，方便攜帶，隨時隨地享受潔牙體驗。

### Sonicare 音波流體潔力




強勁的音波震動每分鐘震動 62,000 次，將牙膏泡沫深入齒縫間隙清除牙菌斑與牙齦邊緣。牙菌斑清除效果比手動牙刷提高達 7 倍。

### 4 種模式，3 種強度



共有 4 種刷牙模式可供選擇：「清潔」提供卓越的每日清潔效果，「亮白+」讓您的笑容更加燦爛，「牙齦健康」提供溫和而有效\*\*的清潔效果，而「深層清潔+」則是徹底深層清潔。備有從高到低的三種刷牙力度，讓您選擇加強清潔，或保護敏感牙齦。

### 智能 APP



DiamondClean 9000 在定期牙科檢查之間提供您所需要的指引，助您改善及保持健康的刷牙習慣。內建智慧型感應器會在您用力過度時通知您，而將刷牙體驗連接到 Sonicare 應用程式，即可透過個人化的進度報告隨時掌握狀態，了解您在一段時間內的改善程度。

HX9911/69

# 規格

### 連線能力

• Bluetooth® 無線科技：已連線刷牙手機應用程式

### 功率

• 電壓：110-220 V

### 技術規格

• 電池續航力（從電力充滿到沒電）：14 天\*\*\*  
• 電池：充電式  
• 電池類型：鋰離子

### 設計與外型

• 色彩：水晶紫和深夜漸層

### 客戶服務

• 保固：2 年有限保固

### 相容性

• 與 Android 相容：Android 手機，具備藍牙 4.0 的平板電腦  
• 與 iOS 相容：iPad 第 3 代或更高版本，iPhone 4S 或更高版本，iOS7 或更高版本，使用 iOS7 作業系統

### 使用簡單

• 握把：纖巧的人體工學設計  
• 握把相容性：方便的一按即用刷頭  
• 更換提醒：永保最佳效果，提醒圖示亮起

### 內附配件

• 握把：1 支 DiamondClean 9000  
• 刷頭：1 支 W3 Premium White 潔白刷頭  
• 旅行盒：1  
• 充電底座和圓盤座：1

### 清潔效能

• 速度：每分鐘可刷 62000 次  
• 效能：牙菌斑清除效果提高達 10 倍\*  
• 計時器：BrushPacer 和智慧型計時器  
• 壓力回饋：震動握把發出警示

### 模式

• 清潔：實現優異的每日清潔效果  
• 3 種強度：高，中，低  
• 深層清潔+：實現活力深層清潔  
• 牙齦保健：特別注意白齒  
• 亮白+：清除表面牙垢

### 智慧型感應器技術

• BrushSync 更換提醒：隨時得知何時，該更換刷頭  
• 壓力感測器：刷牙力道過強時警示



發行日期 2025-05-03

版本：6.6.1

EAN: 87 20689 00963 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

\* vs. a manual toothbrush

\*\* 係指與手動牙刷相比之效果，數據出自於飛利浦實驗室報告，實際效果因人而異。