


Philips VisaCare
Asendusotsak

Tundlik

SC6890/01



Asendusotsak tundlikule nahale

Kasutamiseks ainult koos Philips VisaCare'i mikrodermabrasiooniga: kombineeritud koorimine ja vaakummassaaž stimuleerib õrnalt naha loomulikke uuendamisprotsessi ja pärsib naha esimesi vananemistunnuseid.

Lihtsasti vahetatav koorimisotsak

- Lihtsa klõpskinnitusega otsak

Mikrodermabrasiooniotsak tundlikule nahale

- Mikrodermabrasiooniotsak õrnaks töötluseks
- Vahetage iga kuue kuu järel

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Eelised

- Nahatüüp: Tundlikule nahale

Kergesti kasutatav

- Ühilduv seadmetega: Philips SC6220, Philips

SC6240

- Puhastamine: Peske puhta vee all, seebi ja harjaga
- Varuosad: Lihtsa klõpskinnitusega otsak
- Soovitus väljavahetamiseks: Iga kuue kuu järel

Esiletõstetud

Mikrodermabrasioon tundlikule nahale

Soovitatav naistele, kes alustavad mikrodermabrasioonitöötlustega, kellel on tundlik nahk või neile, kelle nahk on aastaegade või hormonaalsete muutuste tõttu ajutiselt tundlikum. Arendatud koostöös nahaarstidega, sobib koduseks kasutamiseks. Uue otsaku korral alustage väiksema töötluskordade arvuga, et nahk saaks intensiivse töötlusega harjuda.*

Lihtne paigaldada

Lihtne paigaldada ja sobib Philips SC6220 ja SC6240 mudelitele

Vahetage iga kuue kuu järel

Optimaalsete tulemuste saavutamiseks on soovitatav mikrodermabrasiooniotsak iga kuue kuu tagant välja vahetada.

