


Philips VisaCare
Testina di ricambio

Sensitive

SC6890/01



Testina di ricambio per pelle sensibile

Solo per il sistema di microdermoabrasione Philips VisaCare: da utilizzare comodamente a casa tua, la combinazione del massaggio esfoliante e aspirazione stimola delicatamente i processi naturali di rinnovamento della pelle, contrastando i primi segni dell'età.

Accessorio esfoliante facile da sostituire

- Testina con sistema semplice di inserimento

Testina di microdermoabrasione per pelle sensibile

- Testina di microdermoabrasione per trattamento delicato
- Sostituire ogni 6 mesi

PHILIPS

Specifiche

Vantaggi

- Tipo di pelle: Per pelli sensibili

Facilità d'uso

- Pulizia: Lavare sotto l'acqua corrente, con sapone e

spazzolina

- Compatibile con: Philips SC6220, Philips SC6240
- Sostituzione: Testina con sistema semplice di inserimento
- Sostituzione consigliata: Ogni 6 mesi

In evidenza

Microdermoabrasione per pelle sensibile

Se ne consiglia l'uso da parte di donne che non hanno mai fatto trattamenti di microdermoabrasione, o donne con pelle sensibile o nei periodi in cui la pelle è più delicata a causa di cambiamenti stagionali o ormonali. Sviluppato in collaborazione con i dermatologi, sicuro per l'uso a casa. Quando utilizzi una nuova testina, inizia sempre con un numero limitato di passaggi, per consentire alla pelle di abituarsi ad un trattamento più intenso.*

Impugnatura ergonomica

Facile da assemblare e compatibile con Philips SC6220 e SC6240.

Sostituire ogni 6 mesi

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di sostituire la testina per microdermoabrasione ogni sei mesi.



Data di rilascio
2024-01-04

Versione: 8.2.1

EAN: 87 10103 67522 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* rispetto a una testina utilizzata due volte alla settimana per sei mesi.