


Philips VisaCare
Cserefej

Sensitive (Érzékeny)

SC6890/01



Cserefej érzékeny bőrre

Kizárólag a Philips VisaCare mikrodermabráziós technológiához: az otthona kényelmében alkalmazott hámlasztás és vákuumos masszázs kombinációja, mely finoman stimulálja a bőre természetes sejtregenerációs folyamatát, és kezeli a bőr öregedésének első látható jeleit.

Könnyen cserélhető csiszolófej

- Könnyen felpattintható fej

Mikrodermabráziós fej, érzékeny bőr számára

- Mikrodermabráziós fej gyengéd kezeléshez
- 6 havonta cserélje

PHILIPS

Cserefej
Sensitive (Érzékeny)

Műszaki adatok

Előnyök

- Bőrtípus: Érzékeny bőrhöz

Egyszerű használat

- Kompatibilitás:: Philips SC6220, Philips SC6240

- Tisztítás: Friss vízben mossa meg, szappannal és kefével
- Csere: Könnyen felpattintható fej
- Csere javasolt gyakorisága: 6 havonta

SC6890/01

Fénypontok

Mikrodermabrázió érzékeny bőrre

Használata olyan nők számára ajánlott, akik még nem próbálták a mikrodermabráziós kezelést vagy akik érzékeny bőrűek, illetve olyan időszakokban ajánlott, amikor a bőr a szezonális vagy hormonális változásoknak köszönhetően a szokásosnál érzékenyebb. Bőrgyógyászokkal együtt kifejlesztett, otthon is biztonságosan használható. Amikor új cserefejet használ, mindig csak néhány simítás erejéig kezdje újra, hogy bőre hozzászokhasson az egyre intenzívebb kezeléshez.*

Könnyű illeszkedés

Könnyen illeszkedik és kompatibilis a Philips SC6220 és SC6240 készülékekkel.

6 havonta cserélje

A legjobb eredmény érdekében javasolt hathavonta kicserélni a mikrodermabráziós fejet.



Kiadás dátuma
2024-01-04

Verzió: 8.8.1

EAN: 87 10103 67522 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* egy hat hónapon keresztül, heti két alkalommal használt fejhez képest.