


Philips VisaCare  
Zamjenski nastavak

Osjetljivo

SC6890/01



## Zamjenski nastavak za osjetljivu kožu

Nastavak za Philips VisaCare uređaj za mikrodermoabraziju koji kombinira piling i vakuumsku masažu, te nježno potiče proces obnove kože. Uz pomoć ovog nastavka riješite prve znakove starenja. <br>

### **Nastavak za piling koji se može jednostavno zamijeniti**

- Nastavak koji se jednostavno postavlja

### **Nastavak za mikrodermoabraziju osjetljive kože**

- Nastavak za mikrodermoabraziju, za blagi tretman
- Mijenjajte svakih 6 mjeseci

**PHILIPS**

# Specifikacije

## Prednosti

- Tip kože: Za osjetljivu kožu

## Jednostavnost uporabe

- Čišćenje: Operite pod mlazom vode, sapunom i

četkom

- Kompatibilnost: Philips SC6220, Philips SC6240
- Zamjena dijelova: Nastavak koji se jednostavno postavlja
- Preporučena zamjena: Svakih 6 mjeseci

# Istaknute značajke

## Mikrodermoabrazija osjetljive kože

Preporučuje se ženama koje dosad nisu imale mikrodermoabrazijske tretmane kože ili ženama s osjetljivom kožom ili u razdobljima u kojima im je koža osjetljivija uslijed sezonskih ili hormonalnih promjena. Razvijeno u suradnji s dermatolozima, sigurno za uporabu kod kuće. Kada koristite novi nastavak, uvijek započnite ograničenim brojem prolaza; dopustite koži da se privikne na intenzitet tretmana.\*

## Jednostavno postavljanje

Jednostavno se postavlja i kompatibilan je s aparatima SC6220 i SC6240 tvrtke Philips.

## Mijenjajte svakih 6 mjeseci

Za optimalne rezultate preporučujemo zamjenu nastavka za mikrodermoabraziju svakih šest mjeseci.



Datum izdavanja  
2022-06-17

Verzija: 8.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* u usporedbi s nastavkom koji koristite dvaput tjedno, šest mjeseci.