


Philips VisaCare
替換探頭

敏感

SC6890/02



替換探頭 敏感

只適用於 Philips VisaCare 微晶緊緻煥膚儀：讓您在家中舒適使用，結合微晶按摩探頭和真空提拉按摩系統，溫和地促進皮膚的天然煥膚過程和改善皮膚初期老化的跡象。

易於更換的微晶按摩探頭

- 即插即用探頭

微晶按摩探頭 敏感

- 微晶按摩探頭提供溫和的煥膚療程
- 每 6 個月更換一次

PHILIPS

替換探頭
敏感

規格

方便易用

- 兼容：Philips SC6220, Philips SC6240
- Cleaning: 使用清水沖洗，配合皂液和刷子清洗
- 更換：即插即用探頭
- 建議更換：每 6 個月更換一次

優點

- 皮膚類型：適合敏感膚質

SC6890/02

產品特點

微晶緊緻煥膚 敏感

建議從未接受微晶煥膚療程或敏感肌膚女士，或由於天氣或荷爾蒙變化而導致肌膚敏感時使用。與皮膚科專家共同研發，可於家中安全使用本產品。使用新探頭時，以有限次數來回提拉，讓皮膚適應更強效療程。*

接駁容易

接駁容易，兼容 Philips SC6220 和 SC6240。

每 6 個月更換一次

為達到最佳的效果，建議每 6 個月更換一次微晶按摩探頭。



出版日期 2023-03-02

版本：6.1.1

EAN: 87 10103 67525 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 與一星期兩次，連續使用六個月的探頭比較。