



Philips RéAura
Laser skin rejuvenation

SC5000/00

Baanbrekende antiverouderingstechnologie

Zichtbare resultaten

Philips RéAura laser skin rejuvenation is een baanbrekend antiverouderingsprogramma waarmee u in 8 weken een stralende huid krijgt. Het programma is gebaseerd op Fraxel®-lasertechnologie, stimuleert het natuurlijke celvernieuwingproces en pakt diverse tekenen van huidveroudering aan.

Exclusief advies van onze Philips Skincare-experts

- Exclusief advies van het Philips Skincare-expertteam

MyRéAura-onlinebehandelplan voor het beste resultaat

- Volg uw voortgang met behulp van uw behandeldagboek op MyRéAura
- Maak uw eigen behandelplan
- Lees de meningen van anderen binnen de MyRéAura Community

Aan de slag met Philips RéAura in drie eenvoudige stappen.

- Stap 3: breng laser aftercare complex aan
- Stap 1: breng de laser performance gel aan
- Stap 2: gebruik het laser skin rejuvenation-apparaat

Zichtbare resultaten, bevestigd door dermatologen*

- Maakt de huid egaler van teint - 83%***
- Vermindert fijne lijntjes - 81%***
- Verbeterd de huidtextuur - 86%***

PHILIPS


Kenmerken

Vermindert fijne lijntjes - 81%**



Philips RéAura stimuleert de aanmaak van collageen om fijne lijntjes, bijvoorbeeld rond de ogen en mond en op de wangen, te verminderen.** Waargenomen door dermatologen bij 81% van de gebruikers, na 12 weken thuisgebruik door 64 gebruikers. Resultaten zijn gebaseerd op analyse van foto's van voor en na de behandeling door onafhankelijke dermatologen.

Maakt de huid egaler van teint - 83%***



Philips RéAura bereikt een egalere huidteint en een zichtbare vermindering van ouderdomsvlekken en pigmentvlekken.*** Waargenomen door dermatologen bij 83% van de gebruikers, na 12 weken thuisgebruik door 64 gebruikers. Resultaten zijn gebaseerd op analyse van foto's van voor en na de behandeling door onafhankelijke dermatologen.

Verbeterd de huidtextuur - 86%***



Philips RéAura stimuleert celvernieuwing in de diepere huidlagen voor een gladdere

huidstructuur.*** Waargenomen door dermatologen bij 86% van de gebruikers, na 12 weken thuisgebruik door 64 gebruikers. Resultaten zijn gebaseerd op analyse van foto's van voor en na de behandeling door onafhankelijke dermatologen.

Philips Skincare-expertteam

Ons Skincare-expertteam heeft jarenlange ervaring op het gebied van schoonheid en staat voor u klaar. Onze experts kunnen u helpen bij het opzetten van uw persoonlijke behandelplan, het interpreteren van uw resultaten, of bij het bespreken van zorgen met betrekking tot RéAura. U kunt contact opnemen via de telefoon, e-mail en MyRéAura.

Persoonlijk behandelplan



Met MyRéAura kunt u uw eigen behandeldoelen definiëren via een huidconsultatie. U kunt dit zelf doen op www.philips.nl/reaura, of u kunt dit laten doen in de winkel waar u uw RéAura aanschaft. Ons Philips Skincare-expertteam helpt u graag met uw huidconsultatie. U hoeft hen alleen even te bellen.

Meningen van anderen lezen

De MyRéAura Community is een exclusieve plek waar u in contact kunt komen met andere RéAura-gebruikers, ervaringen kunt delen en kunt zien hoe andere gebruikers hun behandeling hebben ervaren.

Uw voortgang volgen

Met uw MyRéAura dagboek kunt u de voortgang van uw behandelplan en de resultaten heel eenvoudig bijhouden.

Laser performance gel

De laser performance gel is een belangrijk onderdeel van Philips RéAura laser skin rejuvenation. Deze gel zorgt voor optimaal huidcontact en zorgt ervoor dat het RéAura-apparaat soepel over uw huid glijdt. De gel is speciaal voor Philips ontwikkeld door de makers van Fraxel®-lasertechnologie. Zonder gebruik van de gel kan de huid ongelijkmatig worden behandeld. Getest door dermatologen. Hypoallergeen. Ongeparfumeerd. Non-comedogeen (verstopt de poriën niet).

Laser skin rejuvenation apparaat

Tijdens de behandeling bereiken duizenden microscopische laserstraaltjes de epidermis (oppervlakte) en de dermis (lederhuid). Dit leidt tot een natuurlijk proces van celvernieuwing. Oude en beschadigde huidcellen worden vervangen door nieuwe cellen, die meer collageen bevatten. Herhaalde behandelingen stimuleren en versterken het collageennetwerk. Het resultaat: een gladdere huid en minder fijne lijntjes. Tegelijkertijd wordt opgehoopt pigment uit de huid geduwd. Dit draagt bij aan een egalere teint van uw huid.

Laser aftercare complex

Het laser aftercare complex is een belangrijk onderdeel van Philips RéAura laser skin rejuvenation. Het hydrateert de huid tijdens het celvernieuwingproces na gebruik van het Philips RéAura laser skin rejuvenation-apparaat. Het aftercare complex bevat kalmerende kamille en extracten van sint-janskruid en edelweiss, bekend om hun ontstekingsremmende werking. Ontwikkeld voor Philips door de makers van Fraxel®-lasertechnologie. Getest door dermatologen. Hypoallergeen. Ongeparfumeerd. Non-comedogeen (verstopt de poriën niet).

Specificaties

Meegeleverde artikelen

- Docking station: Oplader voor verschillende voltages
- Instructies voor gebruik: Demo-DVD, Gebruiksaanwijzing
- Opbergen: Etui

Toepassingsgebieden

- Gezicht en lichaam: Gezicht, Hals, Borst, Handen, Armen

Veiligheid en aan te passen standen

- 3 intensiteitinstellingen: 1 om te oefenen, 2 en 3 voor resultaten
- Kinderslot: Afneembaar uiteinde als kinderslot
- Oogbescherming: Onmogelijk om in de ogen te schijnen
- Beveiliging tegen oververhitting: Wordt 24 uur

vergrendeld bij te lange behandeling

Vermogen

- Oplaadtijd: 60 minuten, Eerste keer opladen: 3 uur
- Spanning: 100 - 240 V
- Voedingssysteem: Oplaadbare batterij
- Gebruikstijd: Eén keer opladen is genoeg voor alle lichaamszones

Technische specificaties

- Laserklasse: 1M
- Lasertype: Diode
- Uitvoergolflengte: 1435 nm

Service

- Garantie: 2 jaar algemene garantie



Publicatiedatum
2024-01-18

Versie: 7.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Na 12 weken thuisgebruik door 64 gebruikers. Resultaten zijn gebaseerd op analyse van foto's van voor en na de behandeling door onafhankelijke dermatologen.