

PHILIPS

sonicare

充电式声波震动牙刷

DiamondClean

5 种模式

2 支牙刷头

杯式充电器

USB 旅行充电器



HX9362/67



只需一周，清除表面牙齿色渍，展现亮丽洁白的牙齿 飞利浦 Sonicare 美白声波震动牙刷

Sonicare 的美白效能我们的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷中得以展现。请立即使用 Sonicare 声波震动牙刷。

Proven to improve oral health

- 使用我们的 DiamondClean 刷头，1 周内即可露出更亮白的微笑*
- 短短两周内改善牙龈健康*
- 比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果
- 安全且柔和，可满足您的口腔健康需要
- 可从 5 种模式中进行选择，包括深层清洁和敏感模式

Designed around you

- 计时器可促进 2 分钟全方位刷牙
- USB 充电式旅行收藏盒和充电杯

Provides a superior clean

- 弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位
- 我们的创新技术可为您带来强劲、轻柔的清洁效果


产品亮点

令牙齿 2 倍更洁白




卡入式 DiamondClean 刷头可轻柔有效地去除表面牙齿色斑。密集排列的中央除垢刷毛只需 7 天即可使您的牙齿具有 2 倍亮白效果。

告别牙菌斑



密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑。

呵护牙龈




DiamondClean 可提供出色的清洁效果，使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善*。与手动牙刷相比*，沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑，带来更健康的微笑。

5 种清洁模式



通过 DiamondClean，您每日均可获得真正清新洁净的效果。我们的 5 种模式可满足您所有的刷牙需要：清洁模式 – 提供出色的日常清洁，牙龈保健 – 轻柔按摩牙龈，深层清洁 – 实现舒爽的深层清洁，敏感 – 轻柔高效地清洁敏感牙龈，亮白 – 去除表面污渍的理想模式。

Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器



全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。

触及难以到达的区域



DiamondClean 牙刷柄独特的形状与刷头相结合，可彻底清洁难以触及的部位，如后牙。

飞利浦 Sonicare 技术



强劲的声波震动可使牙膏形成抑制牙菌斑的气泡，使其深层深入牙齿和牙龈线之间。同时，您的牙齿将体验 62000 次轻柔而有效的刷牙震动次数。只需 2 分钟即可获得手动刷牙一个月的清洁效果。

设计时考虑了存放问题



您的豪华 USB 旅行收藏盒可与充电器合二为一，使您可以在旅行中保持电量充足。将牙刷放在盒中并连接至您的笔记本电脑或插入插座。此外，包括一个牙刷头支架，可在旅行时保持更卫生。在家中充电时，我们时尚的充电杯完美搭配您的浴室，与充电杯合二为一，在刷牙后可冲洗。充满电一次，可在正常情况下使用两周。

放心刷牙



无论您有什么特殊需求，使用 DiamondClean 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。

规格

功率

电压: 100-240 伏, 50-60 赫兹

技术规格

电池: 充电式设计
操作时间 (电量从满到空): 长达 3 周**
电池类型: 锂离子

设计和外观

颜色: 粉色

服务

保修: 2 年全球保修

操作简易

电量不足指示: 当电池电量快要耗尽时, 充电指示灯呈琥珀色闪烁 15 秒
手柄: 设计纤巧, 符合人体工学
牙刷头系统: 便捷的卡入式刷头
显示屏: 液晶显示屏
刷牙时间: 长达 3 周**

包含

旅行收藏盒: USB 旅行充电器
刷头: 1 个 DiamondClean 迷你型牙刷头, 1 个 DiamondClean 标准牙刷头
手柄: 1 个 DiamondClean 钻石亮白型刷头
杯式充电器: 1

清洁效能

性能: 清除多达 7 倍的牙菌斑*
健康益处: 短短两周内提升牙龈健康
速度: 高达 62000 次电刷运动/分钟
美白益处: 2 倍更佳的美白牙齿效果*
提醒功能: Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器

模式

清洁: 实现卓越的每日清洁
护龈: 轻柔按摩牙龈
亮白: 清除表面牙齿色斑
波兰语: 让您的牙齿亮丽洁白
敏感: 温和地清洁牙齿和牙龈



* **基于每天刷牙两次, 每次两分钟, 在清洁模式下