




Philips Sonicare AirFloss  
Μεσοδόντια -  
επαναφορτιζόμενη

με 1 ακροφύσιο



HX8211/02

Δεν χρησιμοποιείτε νήμα; Χρησιμοποιήστε το AirFloss.

Απομακρύνει την πλάκα στα σημεία που δεν φτάνει η οδοντόβουρτσα

Αν δεν χρησιμοποιείτε νήμα τακτικά, το AirFloss είναι ένας εύκολος τρόπος να ξεκινήσετε να καθαρίζετε ανάμεσα στα δόντια. Το AirFloss μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στοματικό διάλυμα ή νερό, ενώ διαθέτει μοναδική τεχνολογία ψεκασμού αέρα ή σταγονιδίων για να σας βοηθά να απομακρύνετε την πλάκα ακόμα και στις δύσκολες περιοχές.

#### **Βελτιώνει τη στοματική υγιεινή**

- Αφαιρεί περισσότερη πλάκα ανάμεσα στα δόντια.
- Συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας των ούλων σε μόλις δύο εβδομάδες.
- Αποτρέπει τον σχηματισμό τερηδόνας ανάμεσα στα δόντια.

#### **Καθαρισμός σε 30 δευτερόλεπτα**

- Καθαρίζει ολόκληρο το στόμα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα.
- Στοχεύστε. Πατήστε. Καθαρίστε!

#### **Εύκολη χρήση**

- Τεχνολογία αέρα και σταγονιδίων
- Άνετη, εργονομική λαβή
- Άκρο καθοδήγησης για σωστή τοποθέτηση


#### **Σας βοηθά να αποκτήσετε μια υγιεινή συνήθεια**

- Ένας εύκολος τρόπος να καθαρίζετε καλύτερα ανάμεσα στα δόντια

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Χαρακτηριστικά

### Τεχνολογία αέρα και σταγονιδίων



Τεχνολογία αέρα και σταγονιδίων

### Κάντε την αρχή εύκολα.



Ο μεσοδόντιος καθαρισμός είναι πολύ σημαντικός για τη συνολική στοματική υγιεινή. Το AirFloss είναι ένας εύκολος τρόπος να καθαρίζετε βαθιά ανάμεσα στα δόντια, ενώ σας βοηθά να αποκτήσετε μια υγιεινή συνήθεια. Μετά από τρεις μήνες χρήσης του AirFloss, το 96% των ατόμων που δεν χρησιμοποιούσαν τακτικά νήμα, συνέχισαν να χρησιμοποιούν το AirFloss τουλάχιστον τέσσερις ημέρες την εβδομάδα.


### Καθαρισμός σε 30 δευτερόλεπτα



Με το AirFloss δεν χρειάζεστε παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε ολόκληρο το στόμα. Πατήστε το κουμπί μία φορά για να εκτοξευτεί μία ριπή, μετακινήστε και επαναλάβετε. Για να χρησιμοποιήσετε τη

νέα, αυτόματη λειτουργία ριπής, κρατήστε πατημένο το κουμπί και μετακινήστε το άκρο καθοδήγησης από κενό σε κενό. Θα εκτοξευτεί αυτόματα μία ριπή ανά δευτερόλεπτο.

### Καλύτερη υγεία των ούλων



Είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι το Sonicare AirFloss βελτιώνει την υγεία των ούλων σε μόλις δύο εβδομάδες.

### Δοχείο με εύκολο γέμισμα



Γεμίστε το δοχείο στη λαβή είτε με στοματικό διάλυμα είτε με νερό για έναν αναζωογονητικό καθαρισμό, στοχεύστε και πατήστε το κουμπί. Το δοχείο χωρά αρκετή ποσότητα υγρού για έως και δύο χρήσεις.

### Άκρο καθοδήγησης



Το λεπτό, κεκλιμένο ακροφύσιο και το άκρο καθοδήγησης διευκολύνουν τη τοποθέτηση.


Σύρετέ το στην επιφάνεια του δοντιού κοντά στη γραμμή των ούλων μέχρι το άκρο να εφαρμόσει στην εσοχή ανάμεσα στα δόντια.

### Αποτρέπει τον σχηματισμό τερηδόνας.



Απομακρύνοντας απαλά την πλάκα που παραμένει μετά το βούρτσισμα, το Sonicare AirFloss βοηθά στην πρόληψη του σχηματισμού τερηδόνας στα σημεία ανάμεσα στα δόντια.

### Αφαιρεί περισσότερη πλάκα ανάμεσα στα δόντια.



Αφαιρεί περισσότερη πλάκα ανάμεσα στα δόντια.

### Εργονομική λαβή

Σχεδιασμένο για να κινείται εύκολα σε περιορισμένο χώρο, το AirFloss διαθέτει άνετη, εργονομική λαβή που δεν γλιστρά.

# Προδιαγραφές

## Ρεύμα

- Τάση: Φορτιστής πολλαπλών τάσεων

## Τεχνικές προδιαγραφές

- Χρόνος λειτουργίας: Αντικατάσταση στομίου κάθε 6 μήνες
- Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο
- Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου
- Χρόνος φόρτισης: 24 ώρες για πλήρη φόρτιση

## Προδιαγραφές σχεδίασης

- Χρώμα(τα): Λευκό με αποχρώσεις πράσινου

## Σέρβις

- Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

## Ευκολία στη χρήση

- Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
- Ένδειξη μπαταρίας: Όταν αναβοσβήνει, υποδεικνύει χαμηλή μπαταρία.

- Εξάρτημα ακροφυσίου: Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση
- Διάρκεια ζωής μπαταριών: Έως και 3 εβδομάδες έπειτα από πλήρη φόρτιση

## Περιλαμβάνεται

- Λαβή AirFloss: 1
- Βάση σύνδεσης: 1 φορτιστής πολλαπλής τάσης
- Ακροφύσιο AirFloss: 1
- Βάση ακροφυσίου: 1

## Καθαριστική απόδοση

- Αυτόματη λειτουργία ριπή: Καθαρίζει ολόκληρο το στόμα σε 30 δευτερόλεπτα.
- Καλύτερη στοματική υγιεινή: Βελτιώνει την υγεία των ούλων μέσα σε δύο μόνο εβδομάδες
- Πέλματα: Αντικατάσταση ανά 6 μήνες για βέλτιστα αποτελέσματα
- Απόδοση: Αφαιρεί έως και 5 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα\*.



Ημερομηνία έκδοσης  
2022-07-28

Έκδοση: 5.0.1

EAN: 08 71010 36233 04

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* σε σχέση μόνο με τη συμβατική οδοντόβουρτσα