




Philips Sonicare AirFloss
Интердентален -
акумулаторен

с 1 накрайник



HX8221/02

Не използвате конец за зъби? Тогава опитайте AirFloss.

Премахва плаката там, където четките за зъби не могат

За тези, които не чистят зъбите си с конец постоянно, AirFloss е лесен начин да започнат да почистват пространствата между зъбите. AirFloss може да се използва с вода за плакнене на уста или чешмяна вода и разполага с уникална технология с въздух и микроскопични водни капки, за да помогне за премахването на плаката в трудно достъпни области.

Подобрява здравето на устната кухина

- Помага да се подобри здравето на венците само за две седмици
- Подпомага предотвратяването на кариеси между зъбите
- Премахва до 5 пъти повече плака между зъбите*

Дълбоко почистване за 30 секунди

- Почиства цялата си уста само за 30 секунди
- Насочете. Натиснете. Почистете!

Лесна употреба

- Технология, която почиства с едно докосване
- Водещият връх осигурява правилното поставяне
- Удобна ергономична дръжка

Допринася за създаването на здравословен навик

- Лесен начин за почистване на пространството между зъбите

PHILIPS
sonicare

Акценти

Технология с въздух и микроскопични водни капки



AirFloss използва уникална технология с въздух и микроскопични водни капки, за да изпрати струя въздух и вода или вода за уста под налягане между зъбите ви. Бутонът за активиране с едно докосване се използва лесно като кликване на мишка.

30-секундно почистване



С AirFloss, почистването на цялата ви уста отнема само 30 секунди. Просто натиснете бутона веднъж за една струя, след това преместете и повторете. За да използвате новата функция за автоматична струя, натиснете надолу бутона и движете насочващия накрайник от място на място. Той ще подава струя автоматично всяка секунда.

По-добро здраве на венците



Sonicare AirFloss е клинично доказано, че подобрява здравето на венците само за две седмици.

Лесно пълнене на резервоара




Напълнете резервоара на дръжката с вода за плакнене на уста или чешмяна вода за освежаващо почистване, след което насочете и почистете. Резервоарът побира достатъчно течност за до две използвания.

Водещ връх




Тънкият ъглов накрайник и водещият връх улесняват намирането на правилното поставяне. Просто плъзнете по протежение на зъбната повърхност близо до линията на венците, докато върхът влезе в канала между зъбите.

Ергономична дръжка



Проектиран да бъде лесен за управление в тесни пространства, AirFloss има удобна ергономична дръжка, която не се хлъзга.

Подпомага предотвратяването на кариеси



Чрез леко разпръскване на плаката, която миенето с четка пропуска, Sonicare AirFloss помага да се предотврати формирането на кариеса в пространствата между вашите зъбите.

Премахва повече плака



Почистването между зъбите ви е важна част от здравето на устата. Sonicare AirFloss използва въздух и технология за микро капчици, за да премахва до 5 пъти повече плака между зъбите в сравнение само с ръчното четкане.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Розово

Захранване

- Напрежение: Мултистандартно зарядно устройство

Технически спецификации

- Време на работа: Сменяйте накрайниците на всеки 6 месеца
- Батерия: Акумулаторна
- Тип батерия: Литиево-йонна
- Време на зареждане: 24 часа за пълно зареждане

Дизайн и покритие

- Цвят на накрайника: Розов с бял край

Лесна употреба

- Индикатор за батерията: Мигането указва слаба батерия

- Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн
- Накрайник: Лесно поставяне и сваляне
- Живот на батерията: До 3 седмици при пълно зареждане

Включени в комплекта

- Зарядно устройство: 1 мултистандартно зарядно устройство
- Накрайник AirFloss: 1
- Държач на накрайника: 1

Работни показатели при почистване

- Накрайници: За най-добри резултати сменяйте на всеки 6 месеца
- Функция за автоматично впръскване: Почиства цялата уста за 30 сек.
- Лечебен ефект: Подобрява здравето на венците само за две седмици
- Работни характеристики: Премахва до 5 пъти повече плака*



Дата на издаване
2022-06-04

Версия: 5.0.2

EAN: 08 71010 36899 28

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* от ръчното миене на зъби с четка