

# PHILIPS

## sonicare

Sonický zubní  
kartáček s aplikací

FlexCare Platinum  
Connected

Personalizované rady

Inteligentní snímače čištění

3 režimy, 3 intenzity

2 hlavice kartáčku a UV  
sanitizér



HX9192/02



## Chytré čištění. Vynikající výsledky.

Až 10krát účinnější odstranění zubního plaku a zdravější dásně\*

Kartáček FlexCare Platinum Connected vás zbaví dohadů při péči o zuby a dásně. Snímače odesílají údaje o vašem čištění do aplikace Sonicare prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth®, díky čemuž zajišťují osobní rady a zpětnou vazbu pro co nejkomplexnější čištění.

### Track your brushing with real-time guidance

- Upozorní vás, když na zuby kartáčkem příliš tlačíte
- Naučí vás zmírnit drhnutí
- Sledujte a zlepšujte pokrytí čištěných míst

### Sonicare app delivers personalized feedback


- Druhá šance vyčistit vynechaná místa díky funkci TouchUp
- Mějte vždy přehled o tom, jak je hlavice vašeho kartáčku účinná
- Začněte se lépe starat o všechna problematická místa
- Rady, které potřebujete, abyste si zuby čistili lépe

### Philips Sonicare's deepest, most complete clean

- Čištění podle vašich potřeb
- Kopíruje linie zubů a dásní a čistí více do hloubky
- Navržený pro váš životní styl
- Efekt unikátní dynamické vlny pro lepší zdraví zubů a dásní
- Časovač napomáhá důkladnému vyčištění


# Přednosti

## Polohový senzor




Polohový senzor kartáčku FlexCare Platinum Connected ukazuje, kde si zuby čistíte příliš málo, a zajišťuje tak lepší pokrytí. Pokud při čištění nějaká místa stále vynecháváte, snímač místa vás na ně upozorní.

## Tlakový senzor




Nemusíte si ani všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačíte, ale zubní kartáček FlexCare Platinum Connected to pozná. Jakmile použijete nadměrný tlak, intuitivní tlakový snímač vyšle tělu kartáčku signál a to začne jemně pulzovat. Budete tak přesně vědět, kdy ubrat. Podle průzkumů 7 z 10 lidí, kteří si čistili zuby příliš agresivně, díky tomuto tlakovému snímači úspěšně snížilo tlak na kartáček.

## Tlakový senzor




Když používáte elektrický kartáček, můžete nechat práci na něm a zuby nemusíte drhnout silou. Kartáček FlexCare Platinum Connected je vybaven tlakovým senzorem, který vás pomůže navádět tak, abyste drhnutí omezili a díky lepší technice čistili zuby jemněji.

## Touch Up




Pokud při čištění nějaká místa vynecháte, aplikace Philips Sonicare sleduje vaše pokrytí a umožní vám vrátit se k nim ve druhé fázi. Funkce TouchUp zajistí přizpůsobené vedení na základě vašich údajů o tom, jak si zuby čistíte, takže se můžete všem vynechaným místům ihned věnovat a zuby vyčistit důkladněji.

## Personalizované rady



S kartáčkem FlexCare Platinum Connected si můžete nastavit denní cíle a sledovat své pokroky. Aplikace Sonicare průběžně ukládá informace o tom, jak si zuby čistíte, takže můžete výkon snadno kontrolovat. Díky personalizovaným radám, tipům a upozorněním od aplikace si techniku čištění postupně vylepšíte. Zprávu o tom, jaké děláte pokroky, můžete dokonce sdílet se svým zubním lékařem.


## Místa, na která je třeba se zaměřit



Pokud zubní lékař najde v ústech místa, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost kvůli tvorbě zubního plaku, ustupujícím

dásním nebo jiným potížím, kartáček FlexCare Platinum Connected vám pomůže tato problémová místa ošetřit. Tato místa si můžete v aplikaci Sonicare zvýraznit v osobní ústní mapě, která vám při každém čištění připomene, abyste jim věnovali zvláštní péči.

## Sledování výkonu hlavice kartáčku



Po několika měsících běžného používání se hlavice kartáčku postupně opotřebují a ztrácejí tuhost. Součástí aplikace Sonicare je inteligentní funkce sledování výkonu hlavice kartáčku, která sleduje efektivitu kartáčkové hlavice na základě času a tlaku při aktuálním čištění. Řekne vám, kdy je třeba hlavici kartáčku vyměnit, abyste i nadále dosahovali těch nejlepších výsledků. Máte také možnost objednat si náhradní hlavice kartáčku přímo z aplikace.

## Tři režimy, tři intenzity



Díky třem nastavením intenzity a třem režimům čištění nabízí kartáček FlexCare Platinum Connected optimální pohodlí a přitom skutečně důkladně čistí. Pro kvalitní každodenní čištění použijte režim Clean, pro odstranění pigmentů z povrchu zubů režim White. Pokud potřebujete věnovat zvýšenou pozornost problematickým místům, režim Deep Clean vám zajistí vynikající výsledky. Intenzitu můžete nastavit na nízký, střední nebo vysoký stupeň podle vlastních preferencí. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, nastavte vysokou úroveň intenzity.

# Specifikace

## Design a provedení

Barva: Bílá

## Možnosti připojení

Bezdrátová technologie Bluetooth®: Aplikace pro čištění zubů

## Spotřeba

Napětí: 110–220 V

## Technické údaje

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 týdny

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

## Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

## Kompatibilita

Kompatibilita se systémem Android: Telefony Android, Tablety s funkcí Bluetooth 4.0

Kompatibilita se systémy iOS: iPad

3. generace nebo vyšší, iPhone 4S nebo vyšší, s operačním systémem iOS7

## Snadné použití

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie

Displej: Osvětlený displej

Systém kartáčkových hlavic: Zacvakávací hlavice kartáčku

Výdrž baterie: Až 2 týdny

## Balení obsahuje

cestovní pouzdro: 1

Tělo kartáčku: 1 ks kartáčku FlexCarePlatinum Connected

Nabíječka: 1

Kartáčkové hlavice: 1 ks AdaptiveClean, 1 ks InterCare, standardní velikost

UV sanitizér: 1

## Výkon čištění

Výkon: Odstraňuje až 10x více plaku\*

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů

Tlakový senzor: Vibrace těla kartáčku jako upozornění

Časovač: Technologie BrushPacer a Smartimer

Bělící účinky: Pomáhá přirozeně odstranit skvrny

## Režimy

3 intenzity: Nízká, Střední, Vysoká

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Deep Clean: Unikátní hloubkové čištění

Bílá: Odstraňuje povrchové pigmentace

