

Philips Sonicare AirFloss  
Sonicare AirFloss

**Wiederaufladbar**  
Mit 3 Düsen

**HX8115**



## Philips AirFloss – Die einfache Art der Zahnzwischenraumreinigung

Verbessert die Mundgesundheit auf sanfte und wirkungsvolle Art

Wenn Sie nicht regelmäßig Zahnseide zur Zahnreinigung verwenden, erreichen Sie nicht die Bakterien, die sich in den Zahnzwischenräumen ansammeln. Mit dem Philips Sonicare AirFloss können Sie Ihre Zähne täglich gründlich reinigen, ohne mühevoll Reinigung mit Zahnseide.

### **Achieve a 30-second clean**

- Einfache Anwendung per Tastendruck; so einfach wie ein Mausklick

### **Erwiesene Verbesserung der Mundgesundheit**

- Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung

### **Einfach: ausrichten und drücken**

- Leicht befüllbarer Behälter
- Führungsspitze für einfaches Putzen
- Die Microburst-Technologie reinigt auf Tastendruck
- Schlanke, angewinkelte Düse für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Stellen
- Schlanker, einfach zu haltender Griff
- Für Sonicare Standard-Ladegeräte geeignet
- Aufladen nach zwei Wochen

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Besonderheiten

### Leicht befüllbarer Behälter



Der leicht befüllbare Behälter verwendet nur eine kleine Menge Wasser, sodass Spritzer vermieden werden. Füllen Sie den Behälter mit Mundwasser, um Ihre Mundgesundheit noch effektiver zu erhalten.

### Für Sonicare Ladegeräte geeignet



Sie benötigen nur ein Ladegerät, um Ihre Sonicare Produkte aufzuladen.

### Führungsspitze




Schieben Sie die Führungsspitze einfach am Zahnfleisch entlang, bis Sie das Gefühl haben, dass sie richtig zwischen den Zähnen sitzt. Unterstützt das einfache Putzen, selbst an den schwer erreichbaren Backenzähnen.

### Microburst-Technologie



Die Microburst-Technologie sorgt für einen schnellen Sprühstoß aus Luft und feinen Wassertropfen zur gründlichen Reinigung von Zahnzwischenräumen, die von einer Zahnbürste nicht erreicht werden können.

### Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung




AirFloss verwendet feinste Wassertropfen aus Luft und Wasser oder Mundspülung, um bis zu 99 % mehr Plaque aus den Zahnzwischenräumen zu entfernen\*

### Einfache Anwendung per Tastendruck



Einfache Anwendung per Tastendruck für die einfache Reinigung in 60 Sekunden.

### Schlanke, angewinkelte Düse



Schlanke, angewinkelte Düse für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Stellen

### Schlanker, einfach zu haltender Griff



Einfaches Bewegen im Mund.

### Aufladen nach zwei Wochen



Der AirFloss kann zwei Wochen verwendet werden, bevor er wieder aufgeladen werden muss.

# Daten

## Leistung

- Stromspannung: Multispannungs-Ladegerät

## Technische Daten

- Betriebszeit: Tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus
- Batterie: Wiederaufladbar
- Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 2 Wochen oder 14 Komplet-Anwendungen
- Ladezeit: 24 Stunde(n)

## Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

- Handstück: Schlankes, ergonomisches Design
- Akkuanzeige: Leuchte der Ein-/Ausschalttaste blinkt, wenn der Akku geladen werden muss

## Artikel enthalten

- AirFloss Handstück: 1
- Reiseetui: Weiche Transporttasche
- AirFloss Düse: 3



Ausstellungsdatum  
2023-07-02

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 60789 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Im Vergleich zum reinen Putzen mit einer normalen Handzahnbürste