


Philips VisaCare
Резервен накрайник

Sensitive

SC6890/01



Резервен накрайник за чувствителна кожа

За употреба само с Philips VisaCare за микродермабразия: използвана в удобството на дома ви, комбинацията от ексфолиране и вакуумен масаж нежно стимулира естествените процеси на обновяване на кожата ви и се справя с първите признаци на стареене.

Лесен за замяна ексфолиращ накрайник

- Накрайник с лесно поставяне с щракване

Накрайник за микродермабразия за чувствителна кожа

- Накрайник за микродермабразия за нежно третиране
- Сменяйте на всеки 6 месеца

PHILIPS

Спецификации

Лесна употреба

- Съвместим с: Philips SC6220, Philips SC6240
- Почистване: Мийте с прясна вода, със сапун и четка

- Тип на кожата: За чувствителна кожа
- Резервни части: Накрайник с лесно поставяне с щракване
- Препоръчителна подмяна: Всеки 6 месеца

Акценти

Микродермабразия за чувствителна кожа

Препоръчва се за жени, които не са свикнали с процедурите с микродермабразия, или за жени с чувствителна кожа или в периодите, когато кожата е по-чувствителна поради сезонни или хормонални промени. Разработен съвместно с дерматолози, безопасен за домашна употреба. Когато използвате нов накрайник, винаги започвайте отново с ограничен брой движения, за да позволите на кожата си да свикне с по-интензивното третиране.*

Лесно поставяне

Лесен за поставяне и съвместим с Philips SC6220 и SC6240.

Сменяйте на всеки 6 месеца

За оптимални резултати се препоръчва да заменят накрайника за микродермабразия на всеки шест месеца.



Дата на издаване
2022-06-26

Версия: 8.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* в сравнение с накрайник, използван два пъти седмично в продължение на шест месеца.