

PHILIPS

sonicare

Sada spreje na
jazyk TongueCare+

TongueCare+

1 kartáček na čištění jazyka

1 sprej na jazyk

Párování režimů BrushSync

HX8071/17



Čistý jazyk, svěží dech

Philips Sonicare, hlavice na čištění jazyka

Klikněte. Nastříkejte. Vyčistěte. Náš revoluční chytrý kartáček a sprej na jazyk TongueCare+ okamžitě přemění váš zubní kartáček Philips Sonicare na výkonné řešení pro svěží dech. Vašemu jazyku se dostane čištění Sonicare a vy získáte dlouhotrvající svěží dech.

An easy addition to your oral care routine


- Z kartáčku na zuby na kartáček na čištění jazyka jedním nasazením
- Okamžitě ničí bakterie způsobující zápach z úst a neutralizuje zápach
- Snadný přístup ke všem částem jazyka

Innovative technology

- 240 vláken MicroBristles pro šetrné hloubkové vyčištění
- Philips Sonicare, hlavice k čištění jazyka
- Automatické spárování s tělem zubního kartáčku

Přednosti

Vlákna MicroBristles




S 240 gumovými vlákny MicroBristles je hlavice na čištění jazyka TongueCare+ určena k čištění měkkého a pórovitého povrchu jazyka. Flexibilní vlákna MicroBristles kopírují a jemně čistí okolí vyvýšenin a rýh, odstraňují nánosy bakterií a absorbují hlouběji sprej Philips Sonicare BreathRx, který zneškodní bakterie na jazyku.

Sonická technologie



TongueCare+ je jediná hlavice na čištění jazyka s účinností Philips Sonicare, která odstraňuje bakterie způsobující nepříjemný dech při každém tahu. Díky 31 000 vibracím za minutu účinně odstraňuje nečistoty z jazyka i bakterie způsobující nepříjemný dech a zapracovává hlouběji látku obsaženou ve spreji Philips Sonicare BreathRx, které zneškodňují bakterie. Budete mít pocit čistšího jazyka a déle svěžího dechu.

Inteligentní párování režimů



Uvnitř hlavice na čištění jazyka TongueCare+ je mikročip, který komunikuje s tělem vašeho kartáčku na zuby. Jakmile hlavici nasadíte, tělo ji automaticky rozezná a zvolí příslušný režim a intenzitu pro optimální čištění jazyka. Jediné, co musíte udělat, je zapnout Váš kartáček.

Snadné nasazení



Hlavice na čištění jazyka TongueCare+ rychle změní váš kartáček na zuby Philips Sonicare na kartáček na čištění jazyka se sonickou technologií. Jednotlivé kartáčky na čištění jazyka se nasadí na tělo kartáčku Philips Sonicare, jako běžná kartáčková hlavice. Tyto inovativní hlavice na čištění jazyka se snadno používají, mění a čistí a můžete je kombinovat se všemi těly kartáčku Philips Sonicare. Začlenit čištění jazyka do každodenní péče o ústní dutinu tak nebylo nikdy snadnější.


Kompatibilní se všemi sonickými zubními kartáčky Philips Sonicare s výjimkou: PowerUp Battery a Essence.

Sprej na jazyk BreathRx



Náš sprej na jazyk BreathRx si zaručeně poradí v boji proti zápachu z úst. Okamžitě neutralizuje zápach způsobený bakteriemi a jejich toxiny, včetně těkavých sloučenin síry. Speciální složení vytvoří na jazyku povlak a uchová ho vlhký, takže jej můžete jemně vyčistit kartáčkem na jazyk TongueCare+. Svěží příchutí máty zanechá pocit svěžesti a čistoty.

Dokonalé čištění jazyka



Pokud si chcete dokonale vyčistit jazyk, musíte se dostat všude. Díky ergonomickému tvaru hlavice na čištění jazyka TongueCare+ to není problém. S malou a flexibilní hlavici kartáčku snadno odstraníte bakterie způsobující nepříjemný dech.

Specifikace

Design a provedení

Barva: Bílá

Materiál

Elastomer: Bez latexu

Kompatibilita

Systém kartáčkových hlavic: Nasazovací

Párování režimů BrushSync

Vhodné pro tyto modely: Řada 2 Series pro předcházení zubního plaku, Řada 2 Series na ochranu před zubním plakem, Řada 3 Series

péče o dásně, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Balení obsahuje

Kartáčkové hlavice: 1 hlavice na čištění jazyka TongueCare+

Antibakteriální sprej na jazyk: 56,7 g (2 unce)

Ingredience

Sprej na jazyk Ingredience: Voda, Propylen Glycerol, PEG-40 Hydrogenovaný ricinový olej, Aroma, zinkový glukonát, PEG-12 Amodimethikon, Cetylpyridiniumchlorid, Blahovičník, citroníkový olej, Thymol, Sacharin, Limonen, CI42090

Datum spotřeby

Po otevření: 6 měsíců

Skladovatelnost spreje na jazyk: 36 měsíců

