



Philips VisaCare Prestige
Řešení pro omlazení
pokožky

Svěží a zdravá pokožka

Pevnější pokožka
Použití na mokré i suché pokožce
S každodenním i běžným
nástavcem

SC6250/01

Obnovená pokožka s pocitem větší pevnosti

Vaše každodenní řešení pro zdravě vypadající pokožku

Mladá pokožka se rychle obnovuje, je pevná a září životem. Postupem času však její metabolismus zpomaluje. Proto jsme vyvinuli VisaCare Prestige: řešení pro omlazení vaší pokožky, které řeší ztrátu pevnosti a mdlou pleť.

Snadné použití

- Hrot Normal lze použít dvakrát týdně
- Každodenní koncovku lze pro dosažení co nejlepších výsledků používat denně
- Bezdrátové použití

Jemný k pokožce

- Pro hladký pohyb lze použít na mokré pokožce
- Vytvořeno ve spolupráci s odborníky na pokožku, vědci a dermatology.
- Pomáhá zlepšit vstřebávání hydratačních krémů
- Vhodné pro všechny typy pleti

Každodenní nástavec pro zářivou, zdravě vypadající pleť

- Povrchová stimulace pro zářivý, zdravý vzhled pokožky

Hrot Normal pro pocit pevnější pleti

- Hlubková stimulace tkáně pro pocit pevnější pokožky


PHILIPS

Řešení pro omlazení pokožky

Svěží a zdravá pokožka Pevnější pokožka, Použití na mokré i suché pokožce, S každodenním i běžným nastavením


Přednosti

Svěží a zdravá pokožka



150 000 krystalických částic na každodenním nastavení jemně odstraňuje oslabené kožní buňky. Povrchová stimulace povzbuzuje krevní oběh pro zdravé a mladistvé vyzařování. Tento nástavec lze používat denně. 86 % žen se shoduje*: „moje kůže vypadá mladistvěji“.

Pevnější pokožka



Hlubková stimulace tkání s hrotem Normal pro pocit pevnější pokožky. 92 % žen souhlasí*: „pocit pevnější pokožky“.

Každodenní koncovka pro každodenní používání



Docilte s každodenní koncovkou okamžitých výsledků za pouhých 5 minut denně.

Hrot Normal pro použití dvakrát týdně



Použijte hrot Normal dvakrát týdně pro větší zpevnění, intenzivnější ošetření v pouhých 5 minutách.

Ve spolupráci s odborníky

Nástavec VisaCare Prestige byl vytvořen ve spolupráci s odborníky na pokožku a dermatology. Technologie pro omlazení pokožky je přizpůsobená pro bezpečné používání v pohodlí vašeho domova.

Použití na mokré i suché pokožce



Toto zařízení bylo vyvinuto pro ty nejlepší výsledky na mokré pokožce. Než je použijete, pokožku jednoduše trochu navlhčete vodou. Zařízení můžete samozřejmě použít i na suchou pokožku, záleží na vás. Oba typy použití zajistí zpevnění pokožky, ale uvidíte, že koncovka klouže snadněji po mokré kůži, což přináší jemnější a příjemnější zážitek.

Zlepšuje vstřebávání krémů

Při čištění tímto přístrojem odstraníte více zbytků make-upu i odumřelých buněk pokožky a její ochablost. Díky efektu hlubkového čištění se vaše oblíbené přípravky péče o pleť, jako jsou krémy, séra a esence, do pokožky lépe vstřebají.

Vhodné pro všechny typy pleti

Krystalické částice na koncovkách Visacare Prestige jsou k vaší pleti jemné, protože jsou až 20krát menší než běžné peelingové částice. Vhodné pro všechny typy pleti, i pro pleť citlivou.

Bezdrátové použití

Jedinečný bezdrátový design zařízení Visacare vám umožní vychutnat si ošetření tím nejpohodlnějším způsobem.

SC6250/01

Specifikace

Balení obsahuje

- Čisticí kartáč: Tipy pro čištění VisaCare
- Přizpůsobené koncovky: Každodenní koncovka a normální koncovka
- Návod k použití: Kompletní uživatelská příručka
- Pouzdro pro skladování: Pro uložení a cestování
- Adaptér napájení: 100–240V adaptér
- Exkluzivní a praktický stojánek: Nabíjecí a úložný podstavec

Spotřeba

- Napětí: 100–240 V
- Napájení: Nabíjecí baterie

Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

- Indikátor baterie: rozsvícená ikona
- Přizpůsobené koncovky: Každodenní koncovka a normální koncovka
- Snadné použití: Ergonomický a elegantní design



Datum vydání 2024-01-04

Verze: 3.4.1

EAN: 87 10103 79235 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Nezávislé výsledky 51 zákaznic testovaných nezávislou agenturou v roce 2015