



Philips Sonicare AirFloss
Interdental - genopladelig

med 1 mundstykke



HX8211/02

Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.

Rent mellem tænderne på 30 sekunder. Test i 60 dage!

Hvis du ikke bruger tandtråd som en fast del af din mundplejerutine, får du ikke fat i de bakterier, der kan sætte sig mellem tænderne. Med Philips Sonicare AirFloss opnår du en grundig rengøring hver dag, der gør det nemmere at bruge tandtråd. Enkelt: Bare peg og tryk. AirFloss fer op til 5 gange så meget plak mellem tænderne som en manuel tandbørste. Prøv 60 dage!

Improves oral health

- Fjerner mere plak mellem tænderne
- Hjælper med at forbedre tandkødets sundhed på kun to uger
- Hjælper med at forebygge huller mellem tænderne

Achieve a 30-second clean

- Renser hele munden på kun 30 sekunder
- Peg. Tryk. Rengør!

Easy to use

- Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber
- Behageligt ergonomisk håndgreb
- Styrespidsen sikrer en korrekt placering

Helps build a healthy habit

- En nem måde at forbedre rensningen mellem tænderne

PHILIPS

sonicare


Vigtigste nyheder

Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber



AirFloss bruger en unik teknologi med luft og mikroskopiske dråber til at sende stråler af vand og luft under tryk eller mundskylning mellem tænderne. Knappen, der aktiveres ved et enkelt tryk, er lige så nem at betjene som et klik med musen.

En nem måde at starte på




Rengøring mellem tænderne er meget vigtigt for den generelle mundsundhed. AirFloss gør det nemt at rense dybere mellem tænderne og hjælper til at udvikle en sund vane. Efter tre måneders brug af AirFloss fortsatte 96 % af dem, der før kun brugte tandtråd en gang imellem, med at bruge AirFloss fire eller flere dage om ugen.

Ren mund på 30 sekunder



Med AirFloss tager det kun 30 sekunder at rense hele munden. Du skal blot trykke på knappen én gang for at få et enkelt skyl, flytte den og så trykke igen. For at bruge den nye autoskyl-funktion skal du holde knappen nede og bevæge styrespidsen fra mellemrum til mellemrum. Den skyller automatisk hvert sekund.

Sundere tandkød



Det er klinisk bevist, at Sonicare AirFloss forbedrer tandkødets sundhed på kun to uger.

Letopfyldelig beholder



Fyld beholderen på håndgrebet med enten mundskyl eller vand for at opnå en forfriskende skylning, peg og tryk. Beholderen indeholder tilstrækkelig væske til to skylninger.

Styrespids




Det smalle vinklede mundstykke og styrespidsen gør det nemt at finde den korrekte placering. Du skal blot glide langs tandoverfladen nær ved tandkødsranden, indtil spidsen passer ind i mellemrummet mellem tænderne.

Hjælper med at forebygge huller



Ved forsigtigt at skylle det plak væk, som ikke blev fjernet ved tandbørstningen, hjælper Sonicare AirFloss med at forebygge, at der dannes huller i tandmellemrummene.

Fjerner mere plak mellem tænderne



Fjerner mere plak mellem tænderne

Ergonomisk håndtag

AirFloss er designet til at være nemt at manøvrere på trange steder og har et behageligt ergonomisk håndtag og et skridsikkert greb.

Specifikationer

Strøm

- Spænding: Oplader til flere spændingstyper

Tekniske specifikationer

- Driftstid: Udskift mundstykket hver 6. måned
- Batteri: Genopladelig
- Batteritype: Litiumion
- Opladningstid: Fuld opladning på 24 timer

Designspecifikationer

- Farve(r): Hvid med grønne detaljer

Service

- Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

- Batteriindikator: Blink angiver lavt batteri
- Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

- Batterilevetid: Op til 3 uger, når batteriet er fuldt opladet
- Dysetilbehør: Klikkes nemt af og på

Medfølgende dele

- Oplader: 1 oplader til flere forskellige spændinger
- AirFloss-håndgreb: 1
- AirFloss-mundstykke: 1
- Holder til mundstykke: 1

Rensydelse

- Automatisk skyllefunktion: Renser hele munden på 30 sek.
- Sundhedsmæssige fordele: Giver sundere tandkød på blot to uger
- Performance: Fjerner op til 5 x mere plak*
- Mundstykker: For at opnå det bedste resultat bør man skifte hver 6. måned



Udgivelsesdato
2023-05-19

Version: 5.0.1

EAN: 87 10103 62327 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* end manuel tandbørstning alene