

Philips Sonicare AirFloss
Sonicare AirFloss

Wiederaufladbar
mit 1 Düse



HX8111/12

Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume

Verbessert die Mundgesundheit auf sanfte und wirkungsvolle Art

Wenn Sie nicht regelmäßig Zahnseide zur Zahnreinigung verwenden, erreichen Sie nicht die Bakterien, die sich in den Zahnzwischenräumen ansammeln. Mit dem Philips Sonicare AirFloss können Sie Ihre Zähne täglich gründlich reinigen, ohne mühevollen Reinigung mit Zahnseide.

Reinigung in 30 Sekunden

- Einfache Anwendung per Tastendruck; so einfach wie ein Mausclick

Erwiesene Verbesserung der Mundgesundheit

- Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung

Einfach: ausrichten und drücken

- Leicht befüllbarer Behälter
- Führungsspitze für einfaches Putzen
- Die Microburst-Technologie reinigt auf Tastendruck
- Schlanke, angewinkelte Düse für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Stellen
- Schlanker, einfach zu haltender Griff
- Für Sonicare Standard-Ladegeräte geeignet
- Aufladen nach zwei Wochen

PHILIPS
sonicare


Besonderheiten

Microburst-Technologie



Die Microburst-Technologie sorgt für einen schnellen Sprühstoß aus Luft und feinen Wassertropfen zur gründlichen Reinigung von Zahnzwischenräumen, die von einer Zahnbürste nicht erreicht werden können.

Schlanke, angewinkelte Düse



Schlanke, angewinkelte Düse für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Stellen

Schlanker, einfach zu haltender Griff



Einfaches Bewegen im Mund.

Aufladen nach zwei Wochen



Der AirFloss kann zwei Wochen verwendet werden, bevor er wieder aufgeladen werden muss.

Führungsspitze



Schieben Sie die Führungsspitze einfach am Zahnfleisch entlang, bis Sie das Gefühl haben, dass sie richtig zwischen den Zähnen sitzt. Unterstützt das einfache Putzen, selbst an den schwer erreichbaren Backenzähnen.

Für Sonicare Ladegeräte geeignet



Sie benötigen nur ein Ladegerät, um Ihre Sonicare Produkte aufzuladen.

Einfache Anwendung per Tastendruck




Einfache Anwendung per Tastendruck für die einfache Reinigung in 60 Sekunden.

Leicht befüllbarer Behälter



Der leicht befüllbare Behälter verwendet nur eine kleine Menge Wasser, sodass Spritzer vermieden werden. Füllen Sie den Behälter mit Mundwasser, um Ihre Mundgesundheit noch effektiver zu erhalten.

Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung



AirFloss verwendet feinste Wassertropfen aus Luft und Wasser oder Mundspülung, um bis zu 99 % mehr Plaque aus den Zahnzwischenräumen zu entfernen*

Daten

Leistung

- Stromspannung: Multispannungs-Ladegerät

Technische Daten

- Betriebszeit: Tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus
- Batterie: Wiederaufladbar
- Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 2 Wochen oder 14 Komplett-Anwendungen
- Ladezeit: 24 hr

Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

- Handstück: Schlankes, ergonomisches Design
- Akkuanzeige: Leuchte der Ein-/Ausschalttaste blinkt, wenn der Akku geladen werden muss



Ausstellungsdatum
2022-07-26

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Im Vergleich zum reinen Putzen mit einer normalen Handzahnbürste