




Philips Sonicare AirFloss
Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

mit 1 Düse



HX8221/02

Sie verwenden keine Zahnseide? Dann verwenden Sie den AirFloss.

Entfernt Plaque gründlicher als eine Zahnbürste

Für alle, die ihre Zähne nicht regelmäßig mit Zahnseide reinigen, ist AirFloss eine einfache Möglichkeit der Zahnzwischenraumreinigung. AirFloss kann mit Mundwasser oder Wasser verwendet werden und bietet eine einzigartige Kombination aus Luftstößen und Mikrotröpfchen zur Entfernung von Plaque an schwer erreichbaren Stellen.

Improves oral health

- Hilft dabei, die Gesundheit des Zahnfleisches in nur zwei Wochen zu verbessern
- Hilft dabei, Karies zwischen den Zähnen zu vermeiden
- Entfernt bis zu 5 Mal mehr Plaque zwischen den Zähnen*

Achieve a 30-second clean

- Reinigt Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden
- Ausrichten. Drücken. Sauber!

Easy to use

- Technologie, die auf Knopfdruck reinigt
- Führungsspitze für richtige Platzierung
- Komfortabler ergonomischer Griff


Helps build a healthy habit

- Eine einfache Möglichkeit für eine verbesserte Reinigung zwischen den Zähnen

PHILIPS
sonicare

Besonderheiten

Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen




AirFloss bietet eine einzigartige Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen, mit der Sie einen Stoß aus Druckluft und Wasser bzw. Mundspülung zwischen Ihre Zähne spülen. Die One-Touch-Aktivierung ist so einfach wie ein Mausklick.

Reinigung in 30 Sekunden



Mit AirFloss können Sie Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden reinigen. Drücken Sie die Taste einmal für einen einzelnen Stoß, dann bewegen Sie die Spitze weiter und drücken wieder die Taste. Um die neue Autoburst-Funktion zu verwenden, halten Sie die Taste gedrückt und bewegen Sie die Führungsspitze von Zwischenraum zu Zwischenraum. Es wird automatisch jede Sekunde ein Druckluftstoß ausgelöst.

Bessere Zahnfleischgesundheit



Es ist klinisch erwiesen, dass Sonicare AirFloss die Gesundheit des Zahnfleisches in nur zwei Wochen verbessert.

Behälter für einfaches Befüllen



Füllen Sie den Behälter auf dem Griff entweder mit einem Mundwasser oder mit Wasser für eine erfrischende Reinigung, dann richten Sie die Spitze aus und los geht's. Der Behälter enthält genug Flüssigkeit für bis zu zwei Verwendungen.

Führungsspitze



Die schlanke, angewinkelte Düse und die Führungsspitze erleichtern die richtige Positionierung. Führen Sie sie einfach an der Oberfläche des Zahns nahe dem Zahnfleisch entlang, bis die Spitze auf einen Zwischenraum zwischen den Zähnen trifft.

Ergonomisches Handstück



Entwickelt für die einfache Benutzung in den Zahnezwischenräumen bietet die AirFloss einen komfortablen ergonomischen Griff und ist rutschfest.

Hilft dabei, Karies zu vermeiden



Indem Plaque, die beim Zähneputzen nicht gelöst wurde, sanft mit Druckluft entfernt wird, verhindert Sonicare AirFloss Karies zwischen den Zähnen.

Entfernt mehr Plaque



Die Reinigung der Zahnezwischenräume ist ein wichtiger Bestandteil Ihrer Mundgesundheit. Sonicare AirFloss verwendet eine Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen und entfernt so bis zu 5 Mal mehr Plaque zwischen den Zähnen als beim Zähneputzen mit einer Handzahnbürste.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Pink

Leistung

- Stromspannung: Multispannungs-Ladegerät

Technische Daten

- Batterie: Wiederaufladbar
- Betriebszeit: Tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus
- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Ladezeit: Vollständig geladen in 24 Stunden

Design und Materialausführung

- Farbe der Düse: Pink mit weißer Spitze

Benutzerfreundlichkeit

- Akkuanzeige: Blinken zeigt einen niedrigen Akku an

- Handstück: Schlankes, ergonomisches Design
- Düsenaufsatz: Leichtes Aufstecken und Abnehmen
- Akkulaufzeit: Bis zu 3 Wochen nach vollständiger Aufladung

Artikel enthalten

- Ladegerät: 1 Multispannungs-Ladegerät
- AirFloss Düse: 1
- Düsenbehälter: 1

Reinigungsleistung

- Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen
- Düsen: Für beste Ergebnisse alle 6 Monate austauschen
- Leistung: Entfernt bis zu 5 Mal mehr Plaque*
- Autoburst-Funktion: Reinigt den ganzen Mund in 30 Sekunden



Ausstellungsdatum
2023-01-12

Version: 5.0.2

EAN: 08 71010 36899 28

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* als manuelles Zähneputzen allein