



Philips Sonicare AirFloss
Interdental – Düsen

Mit 2 Düsen

HX8012/33

Sie verwenden keine Zahnseide? Dann verwenden Sie den AirFloss.

Entfernt Plaque gründlicher als eine Zahnbürste

Wechseln Sie die Düsen für eine effektive Reinigung der Zahnzwischenräume alle 6 Monate aus. Der Sonicare AirFloss entfernt bis zu 5 Mal mehr Plaque zwischen den Zähnen als durch alleiniges Putzen mit einer Handzahnbürste.

Easy to use

- Düse für leichten Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
- Technologie, die auf Knopfdruck reinigt
- Führungsspitze für richtige Platzierung

Helps build a healthy habit

- Eine einfache Möglichkeit für eine verbesserte Reinigung zwischen den Zähnen

PHILIPS
sonicare

Daten

Consumer Trade Item

- Height: 22
- Width: 6
- Length: 2
- Net Weight: 0.006
- Gross Weight: 0.023
- GTIN: 8710103689881
- Country of origin: MX
- Harmonized system code: 85099000

Außenkarton

- Height: 8
- Width: 24.3
- Length: 20.7
- Net Weight: 0.06
- Gross Weight: 0.34
- GTIN: 18710103689888

Design und Materialausführung

- Farbe der Düse: Pink mit pinker Spitze, Pink mit weißer Spitze

Sonstiges

- Height: 70.4
- Width: 80
- Length: 120
- GTIN: 68710103689883

Benutzerfreundlichkeit

- Düsenaufsatz: Leichtes Aufstecken und Abnehmen

Artikel enthalten

- AirFloss Düse: 2


Reinigungsleistung

- Düsen: Für beste Ergebnisse alle 6 Monate austauschen

HX8012/33

Besonderheiten

Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen



AirFloss bietet eine einzigartige Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen, mit der Sie einen Stoß aus Druckluft und Wasser bzw. Mundspülung zwischen Ihre Zähne spülen. Die One-Touch-Aktivierung ist so einfach wie ein Mausklick.

Führungsspitze




Die schlanke, angewinkelte Düse und die Führungsspitze erleichtern die richtige Positionierung. Führen Sie sie einfach an der Oberfläche des Zahns nahe dem Zahnfleisch entlang, bis die Spitze auf einen Zwischenraum zwischen den Zähnen trifft.

Schlanke, angewinkelte Düse

Schlanke, angewinkelte Düse für leichten Zugang zu schwer erreichbaren Stellen

Für den einfachen Einstieg



Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen. Nach drei Monaten Verwendung des AirFloss verwenden 96 % der Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, den AirFloss weiterhin vier Mal pro Woche oder häufiger.



Ausstellungsdatum
2023-10-20

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 68988 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* als manuelles Zähneputzen allein