

PHILIPS

sonicare

Testine standard per
spazzolino sonico

Sensitive

Pacco da 2

Misura standard

Ad aggancio

Per denti e gengive sensibili



HX6052/05



Pulizia ultra sensibile. Comfort ultra morbido.
Pulizia superiore per denti e gengive sensibili

La testina Philips Sonicare Sensitive è ideale per la pulizia di denti e gengive sensibili e doloranti

Testina compatibile con più manici

- Compatibile con qualsiasi spazzolino ad aggancio Philips Sonicare

È stato dimostrato che migliora la salute orale

- Parte di una migliore igiene orale quotidiana

Progettato per ottimizzare le prestazioni

- L'innovativo design delle setole rimuove delicatamente la placca
- Le setole sono dotate di avviso di sostituzione per una pulizia efficace
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

Gentle yet effective cleaning

- Rimuove più placca rispetto a uno spazzolino manuale

In evidenza

Rimuove delicatamente la placca



Questa testina Philips Sonicare è dotata di setole morbidissime per una pulizia delicata ed efficace. Inoltre è dotata di un profilo che consente di lavare i denti in modo più delicato. Disponibile anche in versione più piccola e di dimensioni compatte, per una pulizia più precisa.

Rimuove una quantità maggiore di placca



La testina Philips Sonicare Sensitive è clinicamente testata e consente di rimuovere più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Movimento sonico ottimizzato



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rompono e rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Sistema con testina ad aggancio



Questa testina si aggancia e si sgancia dallo spazzolino per facilitarne la manutenzione e la pulizia. Perfetta per tutti gli spazzolini Philips Sonicare tranne: PowerUp Battery e Essence.

Migliore igiene orale



Tutte le testine Philips Sonicare svolgono un'azione delicata su denti e gengive e ciascuna di esse è stata testata per offrirti prestazioni eccezionali e lunga durata.

Setole con avviso di sostituzione



Dopo mesi di utilizzo, le testine si consumano perdendo la consistenza iniziale. Le nostre setole blu ti indicano quando è arrivato il momento di sostituirle poiché diventano progressivamente più bianche. Per risultati ottimali, sostituisci la testina ogni tre mesi.

Specifiche

Aspetto e rifiniture

Colore: White

Consistenza rigida delle setole: ultra soft

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Misura: Standard

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: HealthyWhite+, Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Accessori inclusi

Testine: 2 Sensitive standard

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Benefici per la salute

Rimozione della placca: Aiuta a rimuovere la placca

