




Philips Sonicare AirFloss
口腔洗浄器 - 充電式

ノズル 3 本付属



HX8243

デンタルフロスが面倒でも、エアーフロスなら簡単

歯ブラシでは洗い落とせない歯垢を除去

デンタルフロスが面倒な人でも、エアーフロスなら歯間洗浄を簡単に始めることができます。エアーフロスはマウスウォッシュや水とともに使用し、空気とミクロの水滴を噴射する独自のテクノロジーで届きにくい部分の歯垢も除去します。

Improves oral health

- 歯間の歯垢を効果的に除去
- 約 2 週間で歯ぐきをより健康に。* 手磨きと同様
- 歯間の虫歯予防を助ける

Achieve a 30-second clean

- たった 30 秒でお口全体を洗浄
- 当てて、押して、洗浄。

Easy to use

- 空気とミクロの水滴を用いた独自技術
- 人間工学に基づいた持ちやすいハンドル
- ノズルを正確に配置できるガイドチップ

Helps build a healthy habit


- 歯間洗浄を推進する簡単な方法

PHILIPS

sonicare


特長

健康的な習慣への簡単なスタート方法



歯間洗浄は、お口全体的の健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単に洗浄。エアーフロス3カ月使用后、デンタルフロスを習慣付けられなかった人の96%が週4回以上の頻度でエアーフロスの使用を続けていました。

歯間の歯垢を効果的に除去



歯間の歯垢を効果的に除去

空気とミクロの水滴を用いた独自技術



エアーフロスでは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術で、加圧された空気と水またはマウスウォッシュを歯に噴射します。ワンタッチの作動ボタンは、マウスクリックと同じくらいシンプルです。

ガイドチップ



スリムで角度の付いたノズルとガイドチップにより、正しい位置を簡単に見つけられます。歯肉線付近の歯の表面に沿って滑るように動かすことで、ガイドチップが歯間部を捉えます。

30秒で歯間洗浄



エアーフロスは、たった30秒でお口全体を洗浄。プッシュするたびに1回噴射されるので、歯を移動してこれを繰り返します。新しい自動噴射機能を使用するには、プッシュしたままガイドチップを隙間から隙間へと動かします。液体は1秒ごとに噴射されます。

水タンクへの給水が簡単



ハンドルの水タンクに洗浄用マウスウォッシュまたは水を補給、歯間を狙って噴射します。タンクには2回分の液体が入ります。

歯ぐきの健康を推進



ソニックエアーフロスは、約2週間で歯ぐきの健康を推進します。

虫歯予防を助ける



ソニックエアーフロスは、ブラシが届かない部分の歯垢をやさしく除去することで、歯間の虫歯予防を助けます。

人間工学に基づいた持ちやすいハンドル
狭い場所でも動かしやすいデザインのエアーフロスは、人間工学に基づいた持ちやすいハンドルと滑りにくいグリップを備えています。

仕様

電源

- 対応電圧: 100-240V (海外電圧対応)

仕様

- 使用時間: 6ヶ月に一度ノズルを交換
- 充電機: 充電式
- 充電機の種類: リチウムイオン充電機
- 充電時間: ニッケル水素充電機

デザイン仕様

- カラー: ホワイト / グリーン

サービス

- 本体保証: 2年間保証

使いやすさ

- 充電機表示ランプ: 充電機残量が低下すると

点灯

- ハンドル: スリムなデザイン
- ノズル装着方式: はめ込み式
- 充電機残量: 約2週間

内容

- エアーフロスハンドル: 1
- 充電機: 海外使用対応充電機 1台
- エアーフロスノズル: 1, 3
- ノズルホルダー: 1

洗浄性能

- ノズル: 性能を維持するために、6ヶ月ごとに交換してください
- 健康上の利点: 歯垢を除去
- 性能: 歯垢を除去
- 自動連続噴射機能: 30秒でお口全体を洗浄



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022-06-05

バージョン: 5.0.2

EAN: 08 71010 36358 19

株式会社フィリップス・ジャパン

© 2022 Philips Japan, Ltd.

All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

*手磨きだけの場合と比較