

PHILIPS

sonicare

Testine standard per
spazzolino sonico

ProResults

confezione da 3 pezzi

Misura standard

Ad aggancio

Pulizia totale

HX6013/02



Prestazioni superiori.* Qualità garantita.

Prestazioni superiori a un valore superiore

In qualità di prodotto di punta, la testina Philips Sonicare ProResults è ideale per i clienti Sonicare vecchi e nuovi che desiderano continuare l'autentica esperienza di pulizia Sonicare a un valore incredibile.

Testina compatibile con più manici

- Compatibile con qualsiasi spazzolino ad aggancio Philips Sonicare

È stato dimostrato che migliora la salute orale

- Parte di una migliore igiene orale quotidiana

Progettato per ottimizzare le prestazioni

- Prestazioni ottimali Philips Sonicare
- Le setole sono dotate di avviso di sostituzione per una pulizia efficace
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

Thorough clean feeling in your mouth

- Rimuove la placca fino a 2 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale


In evidenza

Prestazioni ottimali



Questa testina dello spazzolino Philips Sonicare ha un profilo sagomato per adattarsi naturalmente alla forma dei tuoi denti e per pulire le aree difficili da raggiungere.

Rimuove la placca fino a 2 volte in più



Questa testina rimuove fino a 2 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

Movimento sonico ottimizzato



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Sistema con testina ad aggancio




Questa testina si aggancia e si sgancia dallo spazzolino per facilitarne la manutenzione e la pulizia. Perfetta per tutti gli spazzolini Philips Sonicare tranne: PowerUp Battery e Essence.

Migliore igiene orale



Tutte le testine Philips Sonicare svolgono un'azione delicata su denti e gengive e ciascuna di esse è stata testata per offrirti prestazioni eccezionali e lunga durata.

Setole con avviso di sostituzione



Dopo mesi di utilizzo, le testine si consumano perdendo la consistenza iniziale. Le nostre setole blu ti indicano quando è arrivato il momento di sostituirle poiché diventano progressivamente più bianche. Per risultati ottimali, sostituisci la testina ogni tre mesi.

Specifiche

Aspetto e rifiniture

Colore: White

Consistenza rigida delle setole: Media

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Misura: Standard

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: HealthyWhite+, Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Accessori inclusi

Testine: 3 ProResults standard

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

Benefici per la salute

Rimozione della placca: Rimuove fino a 2 volte più placca*

