

Philips Sonicare AirFloss
Sonicare-vaihtosuutin

Kaksoispakkaus

HX8002/05



Helpompi tapa puhdistaa hampaiden välit

Parantaa suunhoitoa hellävaraisesti ja tehokkaasti

Hammasvälien puhdistaminen voi olla mukavaa. Vaihda nyt Philips Sonicare AirFlossiin.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Poistaa jopa 99,9 % plakista

Helppo käyttää ja keskittyä hankaliin kohtiin

- Ohjauskärki helpottaa käyttöä
- Ohut, suunnattu suutin helpottaa vaikeasti puhdistettavien alueiden puhdistamista

Vaihdettavan suuttimen ansiosta AirFlossia voivat käyttää muutkin

- Suuttimeen painetut pisarat helpottavat yhteiskäyttöä

PHILIPS
sonicare

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

- Käyttöaika: Vaihda suutin 6 kuukauden välein

Kohokohdat

Ohjauskärki



Aseta ohjauskärki ienrajaan, kunnes tunnet sen asettuvan hampaiden väliin. Ohjauskärki helpottaa laitteen käyttöä jopa hankalien takahampaiden kohdalla.

Suuttimeen painetut pisarat


Kussakin kahden suuttimen pakkauksessa toiseen suuttimeen on painettu värillinen pisara ja toiseen läpinäkyvä pisara. Näin laitteen kumpikin käyttäjä tunnistaa oman suuttimensa helposti.

Ohut, suunnattu suutin



Ohut, suunnattu suutin helpottaa vaikeasti puhdistettavien alueiden puhdistamista

Poistaa jopa 99,9 % plakista



AirFloss-laitteen ilmasuihku ja mikropisarat poistavat hammasväleistä jopa 99 % enemmän plakkia*



Julkaisupäivä 2022-06-05

Versio: 2.0.1

EAN: 08 71010 35357 44

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com