

PHILIPS

sonicare

„Sonic“ elektrinis
dantų šepetėlis

FlexCare Platinum

3 režimai, 3 intensyvumo
nustatymai

2 šepetėlių galvutės

Su spaudimo jutikliu

UV šepet. galvutės dezinf.
priemonė



HX9172/14



Gilus, švelnus valymas

Sveikesnės dantenos ir iki 10 k. daugiau pašalintų apnašų*

Naudojant „FlexCare Platinum“ valymas bus gilus ir švelnus, kad būtų apsaugoti dantys ir dantenos. „AdaptiveClean“ šepetėlio galvutė ir intuityvus spaudimo jutiklis padės švelniai pašalinti visas apnašas.

Helps you meet recommended brushing guidelines

- Būsité įspėti, jei valysitės per intensyviai
- Laikmačiai valymo skatinimui
- Sunaikinkite bakterijas naudodami UV šepetėlio galvutės dezinfekavimo priemonę

Offers a customized brushing experience

- Trys intensyvumo nustatymai ir trys valymo režimai
- Naujas gilaus valymo režimas – lengvai pasiekite sunkiai pasiekiamas vietas

„Philips Sonicare“ giliam valymui

- Pritaikoma valymo technologija giluminiam ir švelniam valymui
- Gilesnis valymas, nes prisitaiko prie dantų ir dantenų formos
- Dinaminis valomasis poveikis – geresnė burnos higiena

Fits your lifestyle

- Ilgai neišsikraunanti baterija ir kelioninis dėklas
- Patogus kelioninis dėklas ir kroviklis

Ypatybės

Gilus valymas, kad ir kaip valytumėte




Sunku atsisakyti senų įpročių, tačiau ne tada, jei naudojate naujos kartos „FlexCare Platinum“. Panaudojus pritaikomas valymo technologijas, tokias kaip pažangi „AdaptiveClean“ šepetėlio galvutė ir intuityvus spaudimo jutiklis, lengvai išvalysite net ir sunkiai pasiekiamas vietas. „AdaptiveClean“ šepetėlio galvutės šereliai priglunda prie dantų ir dantenų, todėl sąlytis su paviršiumi didesnis net 4 k.** ir pašalinama iki 10 k. daugiau apnašų. Jei valydami dantis šepetėlį spausite per stipriai, suveiks spaudimo jutiklis ir šepetėlio rankena pradės pulsuoti, kad stengdamiesi pašalinti apnašas nepažeistumėte dantenų.

„AdaptiveClean“ šepetėlio galvutė




„AdaptiveClean“ šepetėlio galvutė yra vienintelė elektrinio šepetėlio galvutė, kuri gali prisitaikyti prie dantų ir dantenų linijos. Dėl minkštų ir lanksčių guminių kraštų, šepetėlio galvutė prisitaiko pagal kiekvieną įlinkį. Sąlytis su paviršiumi didesnis* 4 kartus, todėl prie dantenų linijos ir tarpdančiuose pašalinama iki 10 kartų daugiau apnašų**. Braukiant šepetėliu palei dantenas šepetėlis panaikina per didelį spaudimą, kad valydami dantis nepažeistumėte dantenų.

Intuityvus spaudimo jutiklis



Patys galite nepajusti, kad valote per stipriai, tačiau tai pajus „FlexCare Platinum“ šepetėlis. Jei spausite per stipriai, suveiks intuityvus spaudimo jutiklis ir šepetėlio rankena pradės švelniai vibruoti, kad žinotumėte, kada naudoti mažesnę spaudimą. Atliekant tyrimus nustatyta, kad panaudojus spaudimo jutiklį 7 iš 10 stipriai dantis valančių asmenų sėkmingai sumažino valant naudojamą spaudimą.

Pagal poreikius pritaikomas valymas



Dėl trijų intensyvumo nustatymų ir trijų valymo režimų „FlexCare Platinum“ šepetėliu patogiai atliksite gilų valymą. Jei norite daugiau dėmesio skirti probleminėms vietoms, trijų minučių gilaus valymo režimas užtikrins nepriekaištingus rezultatus. Kasdieniam dantų valymui naudokite valymo režimą, o norėdami pašalinti dėmes – balinimo režimą. Taip pat galite pasirinkti mažą, vidutinį arba didelį intensyvumą.

Gilaus valymo režimas



Naudojant naująjį gilaus valymo režimą galėsite mėgautis švara net ir sunkiai pasiekiamose vietose. Naudojant šį režimą

šepetėlio galvutė juda kitaip ir valymas trunka tris minutes, todėl tai puikus pasirinkimas, jei norite daugiau dėmesio skirti probleminėms vietoms.

Technologija „Sonic“



Daugiau nei 31 000 judesių per minutę atliekantis naujos kartos „FlexCare Platinum“ valo nepriekaištingai. Dinaminis valymas naudojant „Sonic“ technologiją nukreipia skystį giliai tarp dantų ir išilgai dantenų linijos. „FlexCare Platinum“ šepetėlis švelniai masažuoja dantenas, stimuliuoja kraujo apytaką ir padeda pašalinti apnašas. Galingas, bet švelnus valymas – klinikiniais tyrimais patvirtinti rezultatai.

UV dezinfekavimo priemonė



Išlaikykite šepetėlio galvutę iš tikrųjų švaria su „Philips“ UV dezinfekavimo technologija. Kartu su „FlexCare Platinum sonic“ dantų šepetėliu teikiama UV dezinfekavimo priemonė specialiai sukurta tam, kad padėtų sunaikinti šepetėlio galvučių mikrobus. Dezinfekavimo priemonė paskirsto dezinfekuojančią šviesą aplink visą šepetėlio galvutės paviršių ir sunaikina iki 99 % bakterijų.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

Spalva: Pilka su teptuku spalvinta balta plokšte

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): Iki 3 savaičių**

Baterijos tipas: Ličio jonų

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Ekranas: Apšviestas ekranas

Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo

baterijos įkrovą

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 3 savaičių***

Pridėti priedai

Įkroviklis: 1

Rankenėlės: 1 „FlexCare Platinum“

Šepetėlių galvutės: 1 „AdaptiveClean“, 1

„InterCare“ standartinė

Kelioninis dėklas: 1

UV dezinfekavimo priemonė: 1

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

Nauda sveikatai: Pagerina dantų sveikatą vos per dvi savaites

„Performance“: Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų*

Spaudimo jutiklis: Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu

Balinamoji nauda: Natūraliai pašalina apnašas

Laikmatis: „Quadpacer“ ir „Smartimer“ laikmačiai

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

3 intensyvumo nustatymai: Aukštas, Žemas, Vidutinis

„Deep Clean“: Stiprinantis gilus valymas

Balta: Pašalina paviršines dėmes

