

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico
sonico

HealthyWhite

3 modalità

2 testine

HX6782/02



Denti più bianchi e più luminosi

Tutti amano un sorriso con denti bianchi e splendenti. Fai risplendere il bianco naturale dei tuoi denti. È stato dimostrato che HealthyWhite rimuove in sole due settimane le macchie che ogni giorno si formano sui denti grazie all'uso della modalità Clean & White.

Proven to improve oral health

- Sicuro e delicato
- Denti naturalmente più bianchi grazie alla tecnologia sonic brevettata

Guides you to follow dental recommendations

- Quadpacer per una pulizia profonda
- Timer da 2 minuti per rispettare la durata di pulizia consigliata

Provides a superior clean

- L'azione di pulizia dinamica Sonicare diffonde il fluido tra i denti
- Testina angolata per raggiungere più agevolmente la zona posteriore

Offers a customized brushing experience

- Programma Easy-Start per familiarizzare con l'utilizzo di Sonicare
- Modalità Clean and White: efficacia comprovata contro le macchie
- Modalità Clean: modalità standard di 2 minuti
- Modalità Sensitive: pulizia delicata di denti e gengive

In evidenza

Tecnologia sonora



Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica che raggiunge in maniera delicata ed efficace gli spazi interdentali e il margine gengivale.

Testina angolata



Il collo della testina dello spazzolino, dall'angolazione esclusiva, consente di raggiungere più facilmente i denti posteriori, rimuovendo la placca nelle zone più difficili.

Denti naturalmente più bianchi



È comprovato che l'azione di pulizia dinamica di questo spazzolino e il contatto diretto più ampio con ciascun dente rimuove le macchie di tutti i giorni, mantenendo i denti naturalmente più bianchi.

Sicuro e delicato



Philips Sonicare è uno spazzolino elettrico delicato per apparecchi ortodontici (le testine si usurano prima quando usate sugli apparecchi) ed è sicuro da utilizzare anche su impianti odontoiatrici (otturazioni, corone, faccette) e tasche parodontali.

SmarTimer




Il timer da 2 minuti di questo spazzolino elettrico Philips Sonicare assicura il tempo di pulizia consigliato dagli esperti di salute dentale.

Quadpacer




Il timer a intervalli di 30 secondi indica il completamento di un quadrante della bocca e segnala di procedere al quadrante successivo per una pulizia orale più profonda.

Programma Easy-Start



Aumenta gradualmente la potenza dopo i primi 14 utilizzi per familiarizzare con l'esperienza di pulizia Philips Sonicare.

Modalità Clean and White




2 minuti della modalità Clean insieme a 30 secondi della modalità White per concentrarsi sugli incisivi centrali visibili. In questo modo è possibile rimuovere le macchie di ogni giorno, ad esempio di caffè, tè, tabacco e vino rosso. Sbianca i denti di 2 tonalità in sole 2 settimane.*

Modalità Clean

Per un'eccezionale pulizia quotidiana. Aiuta a prolungare la durata dei trattamenti sbiancanti.

Pulizia delicata di denti e gengive



Spazzolino Philips Sonicare con modalità Sensitive: pulizia delicata, ma profonda per gengive sensibili.



Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a

scarica): Fino a 3 settimane**

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco satinato

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Sistema con testine: Testine ad aggancio semplice

Manico: Design ergonomico e compatto, Impugnatura di gomma per una presa migliore

Tempo di funzionamento: Fino a 3 settimane**

Accessori inclusi

Testine: 1 ProResults standard, 1 ProResults mini

Manici: 1 HealthyWhite

Caricabatterie: 1

Custodia da viaggio: 1

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Benefici per la salute: Per migliorare le condizioni delle gengive

Prestazioni: Rimuove fino al 90% delle macchie*

Effetto denti più bianchi: Sbianca i denti fino a due tonalità

Timer: Quadpacer e SmartTimer

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Sensitive: Pulizia delicata di denti e gengive

Clean & White: 2 min Clean + 30 sec White

