

PHILIPS

sonicare

ソニックアー ダイア
モンドクリーン

DiamondClean

5つのモード

ブラシヘッド 2本付属

充電器用グラス、トラベルケース

舌磨きブラシ 1本



HX9318/80



スタイリッシュなボディと高性能な機能 全てを備えた、ダイヤモンドクリーン

全てを備えた、ダイヤモンドクリーン

お口の健康を推進

- 約2週間で歯ぐきをより健康に。*手磨きと同様。
- 歯垢を手磨きだけの場合よりも最大7倍除去
- フィリップス ソニックアー歯ブラシで歯に自然な白さを
- 手磨きだけの場合よりも 歯に自然な白さをもたらします。
- センシティブモード：歯と歯ぐきにやさしく洗浄

使いやすさ重視の設計

- 2つの充電方法：充電器用グラスとトラベルケース（ブラック）

優れた洗浄能力

- ソニックアーの優れたホワイティング効果を実現するダイヤモンドクリーンブラシヘッド
- フィリップス ソニックアーの最先端の音波水流

新機能

- ヘッドを取り換えるだけで歯ブラシが舌磨きブラシに早変わり
- 舌磨きブラシヘッド付属

特長

歯を自然な白さに



フィリップスソニックケア歯ブラシで、約1週間で手磨きだけの場合よりもより自然な白い歯に。ステイン（着色汚れ）を最大2倍多く除去し、約1週間で歯に自然な白さをもたらします。

最大7倍の歯垢を除去



手磨きだけの場合よりも、ブラシの届きにくい部分の歯垢を最大7倍除去

ステインを除去し自然な白い歯へ



フィリップスソニックケア電動歯ブラシは、歯の着色汚れを除去し、自然な白さで輝く歯を手に入れるお手伝いをします。

着脱式舌磨きブラシ



表面にある200個以上のミクロの凹凸が、口臭の要因の一つである舌の汚れを効果的に除去します。また、マウスウォッシュと併用することで、スッキリとした爽快感を得ることができます。

使い方も簡単



舌磨きブラシヘッドでフィリップスソニックケア歯ブラシが音波式舌クリーナーに早変わり。すべての舌磨きブラシヘッドは、通常のブラシヘッドと同様にフィリップスソニックケア歯ブラシハンドルに差し込んで使用できます。使いやすく、交換して清潔を保つことができるこの革新的な舌磨きブラシヘッドは、すべてのフィリップスソニックケア着脱式歯ブラシハンドルと互換性があるため、舌の洗浄を毎日のお口のケア習慣に簡単に取ることができることができます。パワーアップバッテリーとエッセンスを除く、すべてのフィリップスソニックケア歯ブラシハンドルと互換性があります。

ダイヤモンドクリーンブラシヘッド



ソニックケアのステイン除去ブラシヘッド、ダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、ダイヤモンド形の毛先を採用。効果的にやさしく歯垢を取り除

きます。コーヒー、紅茶、赤ワイン、タバコなどの日常的なステイン（着色汚れ）をわずか1週間で落とします。

歯ぐきの健康を推進



このフィリップスソニックケア電動歯ブラシは、歯間と歯肉縁に沿った部分をしっかり洗浄、約2週間で健康な歯ぐきへ。

2つの充電方法



1) 充電グラス - フィリップスソニックケア電動歯ブラシをグラスに入れるだけで充電できます。もちろん、ブラッシング後に口をゆすぐグラスとしても使用できます。2) 充電トラベルケース - ノートPCにUSB接続するか、コンセントに差し込むと充電できます。ダイヤモンドクリーンを収納して携帯するのに便利です。

歯と歯ぐきにやさしい



センシティブモード搭載フィリップスソニックケア歯ブラシ：歯と歯ぐきにやさしく効果的に洗浄

仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 3 週間**

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

デザインと仕上げ

色: ピンク

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ディスプレイ: 照明付きディスプレイ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約 3 週間**

内容・付属品

ハンドル: ダイヤモンドクリーン 1 本

ブラシヘッド: ダイヤモンドクリーン (コンパクト) 1 本, インターケアー ミニ 1 本

トラベルケース: USB 充電トラベルケース

充電器用グラス: 1 本

舌磨きブラシ: 1

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

健康上の利点: 歯垢を除去

性能: 歯垢を除去

タイマー: カドベーターとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

モード

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

ガムケア: 歯ぐきをケア

ポーランド語: 歯に光沢をあたえる

センシティブ: 歯と歯ぐきにやさしい

**クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回

