

PHILIPS

sonicare

ソニックケア フレック
スケアープラチナ

FlexCare Platinum

3つのモード、3段階の強さ設定

ブラシヘッド1本付属

過圧防止センサー

HX9101/41



自分の歯と歯ぐきに合わせた磨き方をしたい方へ

3つのモードと3段階の強さ設定付き

紫外線除菌機付きで、毎日お口に入れる歯ブラシを清潔に保ちます。

お口の健康を推進

- 口腔衛生のニーズにやさしく安全に応えます
- 手磨きより多くの歯垢を除去
- 歯ぐきの健康を推進

使いやすさ重視の設計

- タイマーで2分のブラッシング時間をお知らせ
- 強すぎるブラッシングをお知らせ

優れた洗浄能力

- 歯垢を掻き出すディープクリーンモード

ブラッシングを最適化

- 3つのモード、3段階の強さ設定
- 紫外線除菌機でブラシヘッドを清潔に
- フィリップス ソニックケアの最先端の音波水流


特長

歯垢をしっかり除去




密集した高品質の毛先が、手磨きより多くの歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、届きにくい部分もしっかりと磨けます。

歯ぐきの健康を推進



約2週間で歯ぐきの健康を推進。健康的な笑顔を手に入れることができます。

3つのモード、3段階の強さ設定



9通りの組み合わせから自分好みに。ブラッシングモードから「クリーン」「ホワイト」「ディープクリーン」、強さの設定から「強」「中」「弱」をそれぞれ選び、ご自身にあったブラッシングモードの設定が可能です。

歯垢を掻き出すディープクリーンモード



磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。

強すぎるブラッシングをお知らせ



歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルがやさしく振動したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。このお知らせ機能は、ブラシヘッドに不要な力がかからないようにして本来の働きをさせるためのものです。10人中7人のお客様がこの機能によって効果的にブラッシングできるようになったと感じています。

音波水流



フィリップス ソニックエアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

タイマーで2分のブラッシング時間をお知らせ



約2分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏4箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する2分間のブラッシング時間をお知らせします。

安心してブラッシング



フレックスケアープラチナなら、しっかりと安全にブラッシング。さまざまなニーズにも応えます。フィリップスのソニックテクノロジーは、詰め物、クラウン、ラミネートベニアにも適しており、毎日の歯周病対策にもご利用いただけます。

紫外線除菌機でブラシヘッドを清潔に

紫外線除菌機を使うと最大99%*の細菌を除菌できるため、ブラシヘッドをいつでも衛生的に保つことができます。

仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 3 週間**

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

デザインと仕上げ

色: ホワイト

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ディスプレイ: 照明付きディスプレイ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約 3 週間***

内容・付属品

ハンドル: フレックスケアープラチナ 1本

充電器: 1

ブラシヘッド: プロリザルツ (レギュラー) 1本

紫外線除菌器: 1

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

性能: 歯垢を除去

健康上の利点: 歯垢を除去

過圧防止センサー: ハンドルが振動してお知らせ

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

モード

3段階の強さ設定: 弱, 中, 強

クリーン: 歯をキレイに

ディープクリーン: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

ホワイト: 自然な白さへ

