




Philips Sonicare AirFloss
Micro-jet Interdentaire

avec 3 canules

1 porte-canule
Housse de voyage



HX8255/02

Élimine la plaque là où votre brosse ne passe pas.

Élimine la plaque dentaire là où la brosse ne passe pas

Pour ceux qui n'utilisent pas de fil dentaire régulièrement, AirFloss permet de nettoyer facilement les espaces interdentaires. Sa technologie exclusive d'air et micro-gouttelettes élimine la plaque dentaire dans les zones inaccessibles pour une brosse à dents. AirFloss se dote aujourd'hui de la nouvelle technologie Auto-burst permettant de nettoyer la bouche en 30s grâce à un jet envoyé toutes les secondes.

Améliore la santé bucco-dentaire

- Des gencives plus saines en seulement deux semaines
- Élimine plus de plaque dentaire entre les dents

Achieve a 30-second clean

- Nettoie la totalité de votre bouche en seulement 30 secondes
- Positionnez l'appareil. Appuyez sur le bouton. C'est propre !

Easy to use

- Technologie qui allie air et micro-gouttelettes
- Manche ergonomique confortable
- La pointe de guidage assure un bon positionnement


Helps build a healthy habit

- Pour améliorer facilement le nettoyage interdentaire

PHILIPS
sonicare


Points forts

Pour débiter facilement



Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. AirFloss permet de nettoyer facilement les espaces interdentaires, afin de prendre de bonnes habitudes. Au bout de trois mois d'utilisation d'AirFloss, 96 % des personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire continuaient à utiliser AirFloss quatre jours ou plus par semaine.

Élimine plus de plaque dentaire



Élimine plus de plaque dentaire entre les dents

Nettoyage en 30 secondes



Avec AirFloss, nettoyez votre bouche en seulement 30 secondes ! Un clic suffit pour


libérer un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau, délogant efficacement la plaque entre vos dents. Déplacez la pointe de guidage et répétez l'opération pour un nettoyage complet de votre bouche. Pour utiliser la nouvelle fonction Auto-burst, maintenez le bouton enfoncé et déplacez la pointe de guidage sur chaque espace interdentaire. Un micro-jet d'air et de gouttelettes d'eau est envoyé automatiquement toutes les secondes.

Réservoir facile à remplir



Versez du bain de bouche ou de l'eau dans le réservoir du manche, positionnez la pointe de guidage, et appuyez sur le bouton. Le réservoir peut contenir suffisamment de liquide pour deux utilisations.

Des gencives plus saines



Il est cliniquement prouvé qu'AirFloss permet d'obtenir des gencives plus saines en seulement deux semaines.

Technologie qui allie air et micro-gouttelettes



AirFloss utilise une technologie exclusive d'air et de micro-gouttelettes pour envoyer un bref jet d'air et d'eau ou de bain de bouche entre vos dents. Le bouton pour activer est aussi simple qu'un clic de souris.

Poignée ergonomique

Conçu pour être facile à manœuvrer dans les petits espaces, AirFloss est doté d'un manche ergonomique confortable et antidérapant.

Pointe de guidage



La pointe de guidage et la canule fine et inclinée permettent un positionnement facile. Faites simplement glisser la pointe sur les dents, le long du sillon gingival, jusqu'à ce qu'elle rencontre un espace interdentaire.

Caractéristiques

Alimentation

- Tension: Chargeur multitension

Spécificités techniques

- Batterie: Rechargeable
- Durée de fonctionnement: Remplacez la canule tous les 6 mois
- Type de batterie: Lithium ION
- Temps de charge: Charge complète en 24 heures

Design

- Couleur(s): Blanc avec touches de vert

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

- Manche: Design ergonomique ultracompact
- Indicateur d'autonomie: Clignote pour indiquer que la batterie est faible

- Autonomie de la batterie: Jusqu'à 2 semaines
- Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement

Accessoires inclus

- Housse de voyage: Étui de transport souple
- Chargeur: 1 chargeur multitension
- Manche AirFloss: 1
- Canule AirFloss: 3
- Porte-canule: 1

Performances de brossage

- Canules: À remplacer tous les 6 mois pour des résultats optimaux
- Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines
- Performances: Élimine jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire*
- Fonctionnalité Auto-burst: Toute la bouche nettoyée en 30 secondes



Date de publication
2023-12-19

Version: 5.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* par rapport à un brossage manuel seul