

# PHILIPS

## sonicare

ソニックケア ヘルシー  
ホワイト

HealthyWhite

2つのモード

ブラシヘッド1本付属

HX6769/43



## より自然に白い歯へ

### 自然な白い歯のための歯ブラシ

白い歯は明るい笑顔の象徴です。自然な白さで輝く歯を手に入れましょう。ヘルシーホワイトは、約1週間で自然な白い歯に導きます。\*

#### お口の健康を推進

- やさしくブラッシング
- 自然な白い歯に

#### 理想的な歯磨きをサポート

- 2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
- カドベーター機能搭載

#### 優れた洗浄能力

- 角度の付いたブラシヘッドネックで歯の裏側にも届きやすい
- ソニックケアの優れたホワイトニング効果を実現するダイヤモンドクリーンブラシヘッド
- フィリップス ソニックケアの最先端の音波水流

#### 1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- イージースタート機能
- クリーン&ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす
- クリーンモード：2分間の通常モード


# 特長

## 自然な白い歯に



歯の1本1本に直接届く音波水流で、歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。

## クリーン&ホワイトモード



お口全体を2分間しっかりブラッシングした後（クリーンモード）、特殊な動作で30秒間前歯をみがいて（ホワイトモード）、歯1本1本の汚れをしっかりと除去。コーヒー、紅茶、タバコ、赤ワインなどの日常的なステイン（着色汚れ）を落とし、わずか約2週間で歯に自然な白さをもたらします。\*

## クリーンモード

毎日の歯磨きで、自然な白い歯をもたらします。

## 角度の付いたブラシヘッドネック



角度の付いたブラシヘッドネックで、歯の裏側などの届きにくい部分の歯垢を除去します。

## ダイヤモンドクリーンブラシヘッド




ソニックケアのステイン除去ブラシヘッド、ダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、ダイヤモンド形の毛先を採用。効果的にやさしく歯垢を取り除きます。コーヒー、紅茶、赤ワイン、タバコなどの日常的なステイン（着色汚れ）をわずか1週間で落とします。

## やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

## イージースタート機能



電動歯ブラシに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

## カドペーサー



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。

## スマートタイマー



2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

## 音波水流



フィリップスソニックケア電動歯ブラシ独自の音波水流は、歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届きます。



# 仕様

## 電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

## 仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 3 週間\*\*

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

## デザインと仕上げ

色: ピンク

## サービス

本体保証: 2年間保証

## 使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン, 握りやすいゴム製グリップ

使用時間: 約 3 週間\*\*

## 内容・付属品

ハンドル: ヘルシーホワイト 1本

充電器: 1

ブラシヘッド: ダイヤモンドクリーン (コンパクト) 1本

## 洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

性能: 歯垢を除去

健康上の利点: 歯垢を除去

タイマー: カドベーターとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

## モード

クリーン: 歯をキレイに

クリーン&ホワイト: クリーン (2 分間) + ホワイト (30 秒間)

\* 手磨きよりも効果的

\* ダイヤモンドクリーンブラシヘッド使用時/2010年Colgan氏らの調査に基づく (個人差があります)。\*\*クリーンモードで、2分間のブラッシングを1日2回

