

PHILIPS

sonicare

음파칫솔

HealthyWhite

3가지 모드

칫솔모 4개

UV 칫솔모 살균기

HX6754/33



보다 하얗고 건강한 치아

더 하얀 치아를 위한 최고의 음파칫솔

모두가 환하고 밝게 빛나는 미소를 좋아합니다. 자연스럽게 하얗게 빛나는 치아를 만드세요. 소닉케어 헬시화이트 전동 칫솔의 세정 및 미백 모드를 규칙적으로 사용하면 생활 치아착색이 2주 내로 제거되는 것으로 입증되었습니다.

검증된 구강 건강 개선

- 안전성과 부드러움이 임상적으로 입증되었습니다.
- 독보적인 음파 기술로 자연스러운 치아 미백

치과 전문가가 추천하는 양치법을 준수하도록 가이드

- 쿼드레이서의 30초 타이머로 꼼꼼한 양치
- 2분 타이머가 권장 양치 시간을 준수하도록 도움을 줌

뛰어난 세정력

- 필립스 소닉케어의 음파 기술이 만들어낸 강력한 물살로 치아 사이까지 깨끗한 양치
- 어금니까지 더 잘 닦을 수 있는 각도로 디자인된 칫솔모

구강 상태에 따른 맞춤형 양치모드 제공

- 이지스타트가 소닉케어에 익숙해질 수 있도록 도와 드립니다.
- 세정 및 화이트 모드: 입증된 착색 제거 효과
- 일반 세정 모드: 표준 2분 모드
- 센서티브 모드: 치아와 잇몸을 부드럽게 세정

주요 제품

음파 기술




필립스 소닉케어 음파 칫솔만의 역동적인 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.

인체공학적으로 기울어진 칫솔모



특별한 각도로 디자인된 칫솔모가 어금니까지 쉽게 도달할 수 있어 닿기 힘든 곳의 플라그까지 제거합니다.

자연스러운 치아 착색 제거 효과



이 칫솔의ダイナ믹한 세정 작용과 모든 치아를 직접 세정할 수 있는 디자인은 치아의 착색을 제거하여 자연스러운 하얀 치아를 유지하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다.

안전하고 부드러움



필립스 소닉케어는 치아 교정기를 위한 부드러운 음파 칫솔이며(교정기에 사용하는 경우 칫솔모가 더 빨리 마모될 수 있습니다) 치아 보철물(신경치료, 크라운, 라미네이트) 및 치주낭에 사용해도 안전합니다.

스마트 타이머




필립스 소닉케어 음파칫솔에 2분 타이머가 있어 치과 전문가가 권장하는 양치 시간을 준수하는 데 도움이 됩니다.

쿼드레이서



간격 타이머가 구강 내부를 4구역으로 나누어 30초마다 다음 구역으로 넘어갈 시간이 되었음을 알려주어 구강 전체의 고른 양치가 가능합니다.

이지스타트 프로그램



필립스 소닉케어 음파 칫솔에 익숙해질 수 있도록 처음 14회에 걸쳐 강도가 서서히 증가합니다.

세정 및 화이트 모드



2분의 세정모드와 30초 추가적인 화이트닝모드가 더해진 전치부 심미효과에 집중된 모드입니다. 커피, 차, 담배 및 레드 와인 등으로 인한 치아의 착색을 제거해 주어 2주 만에 두 단계까지 밝아지는 치아 미백 효과를 확인할 수 있습니다.*

일반 세정 모드

세정력이 뛰어나며 치아를 밝게 유지할 수 있도록 도와줍니다.

치아와 잇몸을 부드럽게 세정



필립스 소닉케어의 센서티브 세정 모드: 민감한 잇몸을 위해 부드러우며 깨끗하게 세정



사양

디자인 및 마감

색상: 화이트

소비전력

전압: 110-220V

기술 사양

배터리: 충전식

작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지): 최대 3주**

배터리 유형: 리튬 이온

서비스

보증: 구입 후 2년

편리한 사용

핸들: 슬림한 인체공학적 디자인, 그립감이 편안한 고무 핸들

배터리 표시등: 표시등이 배터리 상태를 나타냄

칫솔모 시스템: 탈부착이 쉬운 클릭온 칫솔모

양치 시간: 최대 3주**

구성품

핸들: 헬시화이트 1개

충전기: 1개

칫솔모: 프로리절트 스탠다드 칫솔모 1개, 프로리절트 소형 1개, 다이아몬드클린 스탠다드 칫솔모 1개, 다이아몬드클린 미니 칫솔모 1개

UV 살균기: 가능*

세정 성능

구강 건강 관리 효과: 잇몸 건강 개선을 도와줌**

속도: 분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임

성능: 최대 90%까지 착색 제거*

착색 제거 효과: 최대 2단계 더 치아를 밝게

타이머: 퀵드레이서 및 스마트 타이머

모드

세정: 매일매일 깨끗한 양치

민감 세정: 치아와 잇몸을 부드럽게 세정

세정 및 화이트: 2분 세정 + 30초 화이트

