

PHILIPS

sonicare

음파칫솔

FlexCare

UV 살균기

3가지 모드

칫솔모 2개

혀클리너 1개

HX6908/84



일주일 만에 치아를 더욱 하얗게

치아와 잇몸을 부드럽게 세정하는 칫솔

혁신적인 기술이 더욱 놀라운 결과를 가져옵니다. 이제 인증된 기술로 구강이 더욱 건강하게 구강을 관리할 수 있습니다. 구강 건강을 위한 필립스의 새로운 소닉케어 플렉스케어 전동 칫솔을 직접 사용해 보세요.

검증된 구강 건강 개선

- 다이아몬드클린 칫솔모로 1주만에 더 밝아지는 미소*
- 더욱 밝은 미소를 선사하는 필립스 소닉케어 기술
- 단 2주 만에 잇몸 건강 개선
- 일반 칫솔 대비 최대 7배 더 많은 플라그 제거
- 여러분의 구강 건강의 고민을 안전하고 부드럽게 관리합니다.

사용자를 고려한 디자인


- 필립스 소닉케어를 사용하는 양치 습관을 들일 수 있도록 도와주는 이지스타트 프로그램
- 2분의 권장 양치 시간을 독려하는 타이머
- 마사지가 포함된 3가지 모드 중에서 선택 가능

뛰어난 세정력

- 칫솔질이 어려운 부분까지도 보다 효과적으로 닦을 수 있도록 구부러진 목 부분
- 강력하지만 부드럽게 세정해 주는 필립스의 독보적인 기술

주요 제품

잇몸 관리




플렉스케어의 최적화된 세정으로 2주* 안에 잇몸 개선 효과를 얻을 수 있습니다. 잇몸선을 따라 플라그를 일반 칫솔보다 최대 7배* 더 효과적으로 제거 해주므로 건강한 미소를 되찾을 수 있습니다.

최대 2배 더 하얀 치아



부드러우면서도 효과적으로 치아 표면의 착색을 제거해주는 다이아몬드클린 칫솔모를 선택하세요. 중앙에 집중된 착색 제거 칫솔모가 단 7일만에 2배 더 밝은 미소를 만들어 줍니다.

3가지 세정 모드



플렉스케어를 사용하면 구강 관리 목적에 맞는 적절한 양치 방식을 선택할 수 있습니다. 잇몸을 자극하여 잇몸 건강을 개선하는 마사지 모드, 탁월한 세정력을 제공하는 세정 모드, 치아 표면의 착색을 효과적으로 제거하는 화이트 모드, 이 3가지 중에서 선택해 보세요.

플라그를 효과적으로 제거하세요.



조밀하게 식모된 고품질 칫솔모가 일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그를 제거해 줍니다.

부드러운 일상의 착색 제거 효과




필립스 고유의 음파 기술로 자연스러운 치아 착색 제거 효과를 경험해 보세요. 이 칫솔모는 음식물과 음료로 인한 착색을 제거해 주므로 양치할 때마다 더욱 밝은 미소를 지을 수 있습니다.

까다로운 부분까지 빈틈 없는 세정




칫솔모와 결합된 플렉스케어 칫솔 핸들의 독특한 모양은 어금니 같은 칫솔질이 어려운 부분까지 깨끗하게 닦아줍니다.

손쉽게 길러지는 새로운 양치 습관



새로운 무언가에는 익숙해지는 과정이 필요합니다. 필립스 소닉케어의 이지스타트 프로그램은 새로운 음파 칫솔의 사용 강도를 처음 14회에 걸쳐 점진적이고 부드럽게 증가시키는 옵션을 제공합니다.

퀵페이서 및 스마트 타이머



양치를 빈틈없이 하는 데는 2분이 걸립니다. 스마트타이머는 총 시간이 지나면 신호를 보내주고 퀵페이서는 입 안 각 부분에서 최적의 시간 동안 사용할 수 있도록 알려 줍니다. 이 두 가지 기능을 함께 사용하면 양치할 때마다 권장 양치 시간을 지킬 수 있습니다.

자신 있는 양치질



플렉스케어는 아무리 특별한 경우라도 안전한 양치 경험을 보장합니다. 당사의 음파 기술은 치아 교정기, 신경 치료, 크라운, 라미네이트를 한 경우에도 적합하며 치주 질환을 일상적으로 관리하는 데도 사용할 수 있습니다.

사양

소비전력

전압: 110-220V

기술 사양

작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지): 최장 2주

배터리: 충전식

배터리 유형: 리튬 이온

디자인 및 마감

색상: 화이트

서비스

보증: 구입 후 2년

편리한 사용

핸들: 슬림한 인체공학적 디자인

디스플레이: 고급스러운 패널 디자인

칫솔모 시스템: 탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모

배터리 표시등: 표시등이 배터리 상태를 나타냄

양치 시간: 최장 2주

구성품

충전기: 1개

칫솔모: TongueCare+ 혀클리너 1개, 다이아몬드

클린 스탠다드형 2개

핸들: 다이아몬드클린 1개

여행용 케이스: 1개

UV 살균기: 1개

세정 성능

구강 건강 관리 효과: 단 2주 만에 잇몸 건강 개선

성능: 최대 7배 더 우수한 플라그 제거 효과**

속도: 분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임

착색 제거 효과: 2배 더 효과적인 착색 제거*, 1주일

만에 치아를 하얗게

타이머: 퀵드레이서 및 스마트 타이머

모드

세정: 매일매일 깨끗한 양치

화이트: 치아 표면 착색 제거

Massage: 상쾌한 마사지

2가지 과정: Go Care 및 Max Care

