




Philips Sonicare AirFloss  
치간세정기 - 충전식

노즐 1 개 포함



HX8211/02

치실을 사용하지 않으세요? 그렇다면 치간세정기 에어플로스로 규칙적인 치간세정을 시작해보세요.

칫솔이 닿지 않는 깊숙한 곳의 플라그를 한번에 제거

치실 사용을 불규칙적으로 하는 분들께 소닉케어 에어플로스는 건강한 치간 세정 습관을 배양할 수 있는 쉽고 간편한 방법입니다. 에어플로스는 구강 세정액이나 물과 함께 사용할 수 있으며 소닉케어만의 미세분사기술로 칫솔이 닿기 어려운 곳의 플라그를 제거하는 데 도움이 됩니다.

#### 구강 건강 개선

- 단 2 주 만에 잇몸 건강 개선
- 우수한 치간 플라그 제거 효과
- 치간 충치 예방 효과

#### 30 초 안에 이루어지는 구강케어

- 단 30 초 만에 구강 전체 세정
- 원하는 위치에 대고, 누르고, 세정하세요!


#### 편리한 사용

- 공기와 물방울의 미세분사 기술
- 편안한 그립감을 위한 인체공학적 핸들
- 가이드스 팁은 치간에 정확하게 위치를 잡을 수 있도록 도와줍니다.

**PHILIPS**  
**sonicare**


# 주요 제품

## 공기와 물방울의 미세분사 기술



공기와 물방울의 미세분사 기술

## 쉽고 간편한 세정



치간 세정은 구강 건강 관리에 있어 매우 중요합니다. 에어플로스를 사용하면 치아 사이 칫솔모가 닿지 않는 부분까지 쉽고 간편하게 양치할 수 있어 건강한 치간세정 습관을 기를 수 있습니다. 불규칙적으로 치실을 사용하던 사용자 중 96%가 에어플로스 3 개월 사용 후 일주일에 4 일 이상 에어플로스를 지속적으로 사용했습니다.

## 30 초 세정



에어플로스를 사용하면 단 30 초 만에 구강 전체를 세정할 수 있습니다. 작동버튼을 누르면 공기와 물 또는 구강세정액이 1 회 분사됩니다. 노즐을 옆으로 이동하여 이 기능을 반복합니다. 새롭게 선보이는 자동 분사

기능을 사용하려면 동작버튼을 누른 상태에서 치아 사이로 가이드스 팁을 이동합니다. 그러면 1 초마다 자동으로 분사됩니다.

## 잇몸 건강 개선



소닉케어 에어플로스는 단 2 주 만에 잇몸 건강 개선 효과를 보여 그 성능을 임상적으로 입증하였습니다.

## 채우기 쉬운 급수통



상쾌한 세정을 위해 핸들의 급수통에 구강 세정액 또는 물을 채운 후 원하는 위치에 대고 누릅니다. 급수통을 가득 채우시면, 최대 2 회 사용하실 수 있습니다.

## 가이드스 팁



슬림하고 어금니 구석까지 쉽게 닿을 수 있도록 고안된 노즐과 가이드스 팁은 에어플로스가 정확한 위치에 놓여 치간세정을 쉽


게 할 수 있도록 도와줍니다. 가이드스 팁을 치아 사이에 안착됐다고 느낄 때까지 잇몸 선을 따라 부드럽게 밀어 자리를 잡아주세요.

## 충치 예방 효과



소닉케어 에어플로스는 양치시 닿지 않는 부분의 플라그를 부드럽게 제거하여 치간 충치 예방 효과에 탁월합니다.

## 우수한 치간 플라그 제거 효과



우수한 치간 플라그 제거 효과

## 인체공학적 핸들

에어플로스의 인체공학적 핸들과 미끄럼방지 핸들은 치아 틈새의 플라그 및 음식 잔여물을 쉽게 제거할 수 있도록 고안되었습니다.

# 사양

## 소비전력

- 전압: 다중 전압 충전기

## 기술 사양

- 작동 시간: 노즐은 6 개월마다 교체
- 배터리: 충전식
- 배터리 유형: 리튬 이온
- 충전 시간: 완전 충전 시 24 시간 소요

## 디자인 사양

- 색상: 하얀색에 녹색으로 강조

## 서비스

- 보증: 구입 후 2 년

## 편리한 사용

- 핸들: 슬림한 인체공학적 디자인
- 배터리 표시등: 충전 표시등이 노란색으로 깜빡이면 배터리가 부족한 것이므로 재충전해 주

## 세요

- 배터리 수명: 완전히 충전하면 최대 3 주까지 사용 가능
- 노즐 액세서리: 간편한 탈부착

## 구성품

- 충전기: 다중 전압 충전기 1 개
- 에어플로스 핸들: 1 개
- 에어플로스 노즐: 1 개
- 노즐 홀더: 1 개

## 세정 성능

- 구강 건강 관리 효과: 단 2 주 만에 잇몸 건강 개선
- 노즐: 최상의 효과를 위해 6 개월마다 교체 권장
- 성능: 5 배 더 우수한 플라그 제거 \*
- 자동 분사 기능: 30 초 내 구강 전체 세정



발행 일자 2022-06-05

버전 : 5.0.1

EAN: 08 71010 36233 42

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 일반 칫솔 대비