

PHILIPS

sonicare

アダプティブクリーンブラシ
ヘッド レギュラーサイズ

AdaptiveClean

3 本組

レギュラーサイズ

簡単にはめ込みできるブラシヘッド

優れた洗浄力

HX9043/35



ソニックケアー史上最高の歯垢除去力*

フィリップス ソニックケアー史上最高の歯垢除去力

フィリップスのアダプティブクリーンブラシヘッドなら、届きにくい部分も簡単に磨くことができます。毛先が接触する歯の表面積は4倍以上**。やわらかいブラシ圧で歯や歯ぐきにやさしく、しっかり磨けます。

お口の健康を推進

- ・ 毎日のお口のケアをより確かに

Designed to optimize performance

- ・ 最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ
- ・ すべてのフィリップスソニックケアー電動歯ブラシに対応
- ・ 音波水流

Philips Sonicare's deep clean

- ・ 手磨きだけの場合よりも約2倍歯ぐきの健康を推進
- ・ 歯に触れる表面積が約4倍**、簡単にしっかり磨ける

Philips Sonicare's best plaque removal

- ・ 届きにくい部分の歯垢も最大10倍多く除去***


特長

歯にフィット




アダプティブクリーン ブラシヘッドは高い洗浄力とやさしい磨き心地を両立。歯と歯ぐきの境目に沿い、ブラシヘッドの柔軟な側部と毛先が過剰なブラッシング圧力吸収し、力を入れ過ぎてしまった場合でも、歯ぐきの周りのやわらかい組織を保護します。

歯ぐきにやさしい



アダプティブクリーン ブラシヘッドは高い洗浄力とやさしい磨き心地を両立。音波式歯ブラシが歯と歯ぐきの境目に沿い、ブラシヘッドの柔軟な側部と毛先が過剰なブラッシング圧力吸収し、力を入れ過ぎてしまった場合でも、歯ぐきの周りのやわらかい組織を保護します。

しっかり磨ける



柔軟な形状により、アダプティブクリーン ブラシヘッドは届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍***多く除去することができます。

効果的な音波水流



振動と振幅により音波水流を発生し、毛先の届きにくい所（歯と歯の間や、歯と歯ぐきの間）の歯垢を効果的に除去します。

簡単にはめ込みできるブラシヘッド




ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニックアークキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニックアークハンドルに対応します。

より良いお口の健康のために



すべてのフィリップスソニックアークブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。

交換時期をお知らせ



通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んでいきます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。

仕様

デザインと仕上げ

色: ブラック

デザインと仕上げ

毛の硬さ: ふつう

ブラシヘッドの素材: やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッド

交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。

サイズ: レギュラー

互換性

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

使用できるモデル: 2 シリーズ ブラック ディフェンス, ガムヘルス, ダイヤモンドクリーン, イージークリーン, フレックスケア, フレックスケアプラチナ, フレックスケアプラス, キッズ, ヘルシーホワイト

内容

ブラシヘッド: アダプティブクリーン スタンダード 3本

品質と性能

交換: 約3ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。

テスト済み: 最適な使用のために

健康上の利点

歯ぐきの健康: 歯ぐきの健康を推進** 電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。

歯垢の除去: ○

** フィリップスソニックケアシリーズ製品内において (2016年7月時点) **ダイヤモンドクリーンブラシヘッドとの比較。フィリップス調べ (2015年) ***アダプティブクリーンブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014
** 手磨きと比較した場合

