

PHILIPS

sonicare

음파칫솔

FlexCare

3가지 모드

칫솔모 2개, 혀클리너 1개

UV 칫솔모 살균기

HX6938/58



고급 세정

치아와 잇몸을 부드럽게 세정하는 칫솔

혁신적인 기술이 더욱 놀라운 결과를 가져옵니다. 이제 인증된 기술로 구강이 더욱 건강하게 구강을 관리할 수 있습니다. 구강 건강을 위한 필립스의 새로운 소닉케어 플렉스케어 전동 칫솔을 직접 사용해 보세요.

검증된 구강 건강 개선

- 단 2주 만에 잇몸 건강 개선
- 일반칫솔 대비 2배 우수한 치아 미백 효과

치과 전문가가 추천하는 양치법을 준수하도록 가이드

- 쿼드레이서의 30초 타이머로 꼼꼼한 양치
- 2분 타이머가 권장 양치 시간을 준수하도록 도움을 줌

뛰어난 세정력


- 필립스 소닉케어의 음파 기술이 만들어낸 강력한 물살로 치아 사이까지 깨끗한 양치
- 다이아몬드클린 칫솔모로 완성되는 소닉케어의 탁월한 착색 제거 효과
- 일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그 제거

구강 상태에 따른 맞춤형 양치모드 제공

- 이지스타트가 소닉케어에 익숙해질 수 있도록 도와 드립니다.
- 보다 탁월한 효과를 위한 3가지 양치 모드

주요 제품

3가지 양치 모드



3가지 모드에는 2분 간의 탁월한 세정을 위한 일반 세정 모드와 치아 표면의 착색을 제거해 주는 화이트 모드, 잇몸에 자극을 주는 마사지 모드가 있습니다.

치아 착색 제거 효과 2배




필립스 소닉케어 음파칫솔은 일반칫솔 대비 2배 우수한 치아 착색 제거 효과를 단 일주일 만에 경험하실 수 있습니다. 단 일주일 만에 치아의 착색을 최대 100% 제거합니다.

최대 7배 더 우수한 플라그 제거



일반 칫솔로는 닦기 어려운 부분까지 구석구석 닦아 주어 최대 7배 더 많은 플라그 제거

잇몸 건강 개선



필립스 소닉케어 음파 칫솔은 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 적절하게 세정하여 단 2주 만에 잇몸 건강 개선 효과를 가져다 줍니다.

다이아몬드클린 칫솔모




다이아몬드클린 칫솔모는 필립스 소닉케어의 탁월한 착색 제거 효과를 보여주는 칫솔모입니다. 다이아몬드 모양으로 커팅된 칫솔모가 효과적이면서도 부드럽게 플라그를 제거해 줍니다. 필립스 소닉케어 음파칫솔은 일반 칫솔에 비해 탁월한 세정 기능과 치아 착색 제거 효과를 제공합니다.

음파 기술




필립스 소닉케어 음파 칫솔만의 역동적인 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.

이지스타트 프로그램



필립스 소닉케어 음파 칫솔에 익숙해질 수 있도록 처음 14회에 걸쳐 강도가 서서히 증가합니다.

퀵드레이서



간격 타이머가 구강 내부를 4구역으로 나누어 30초마다 다음 구역으로 넘어갈 시간이 되었음을 알려 주어 구강 전체의 고른 양치가 가능합니다.

스마트 타이머



필립스 소닉케어 음파칫솔에 2분 타이머가 있어 치과 전문의가 권장하는 양치 시간을 준수하는 데 도움이 됩니다.



사양

소비전력

전압: 110~220V

기술 사양

배터리: 충전식

작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지): 최대 2주

배터리 유형: 리튬 이온

디자인 및 마감

색상: 블랙

서비스

보증: 구입 후 2년

편리한 사용

핸들: 슬림한 인체공학적 디자인

배터리 표시등: 표시등이 배터리 상태를 나타냄

칫솔모 시스템: 탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모

디스플레이: 고급스러운 패널 디자인

양치 시간: 최대 2주

구성품

핸들: 플렉스케어(FlexCare) 1개

칫솔모: 다이아몬드클린 스탠다드형 2개

여행용 케이스: 1개

혀클리너: 1개

UV 살균기: 1개

세정 성능

구강 건강 관리 효과: 단 2주 만에 잇몸 건강 개선

속도: 분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임

성능: 최대 7배 더 우수한 플라그 제거 효과**

착색 제거 효과: 2배 더 효과적인 착색 제거*, 1주일

만에 치아를 하얗게

타이머: 퀵드레이서 및 스마트 타이머

모드

세정: 매일매일 깨끗한 양치

화이트: 치아 표면 착색 제거

Massage: 상쾌한 마사지

2가지 과정: Go Care 및 Max Care

