

Philips Sonicare AirFloss
ソニックケア エアーフ
ロス

ノズル 1 本付属

HX8521/02



30 秒でお口全体の歯間ケア

マイクロバーストテクノロジーで歯間の歯垢を一掃

デンタルフロスが面倒な人でも、エアーフロスなら歯間洗浄を簡単に始めることができます。空気とミクロの水滴を噴射し、届きにくい部分の歯垢も除去します。

Improves oral health

- 歯間の虫歯予防を助ける

Achieve a 30-second clean

- たった 30 秒でお口全体を洗浄

Easy to use

- ワンタッチで洗浄するテクノロジー
- ノズルを正確に配置できるガイドチップ
- 人間工学に基づいた持ちやすいハンドル

Helps build a healthy habit

- 歯間洗浄を推進する簡単な方法

PHILIPS

sonicare

特長

空気とミクロの水滴を用いた独自技術



エアーフロスでは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術で、加圧された空気と水またはマウスウォッシュを歯に噴射します。ワンタッチの作動ボタンは、マウスクリックと同じくらいシンプルです。

30秒で歯間洗浄



エアーフロスは、たった30秒でお口全体を洗浄。プッシュするたびに1回噴射されるので、歯を移動してこれを繰り返します。新しい自動噴射機能を使用するには、プッシュしたままガイドチップを隙間から隙間へと動かします。液体は1秒ごとに噴射されます。

ガイドチップ




スリムで角度の付いたノズルとガイドチップにより、正しい位置を簡単に見つけられます。歯肉線付近の歯の表面に沿って滑るように動かすことで、ガイドチップが歯間部を捉えます。

人間工学に基づいた持ちやすいハンドル



狭いお口の中でも動かしやすいデザインのエアーフロスは、人間工学に基づいた持ちやすいハンドルと滑りにくいグリップを備えています。

虫歯予防を助ける



ソニックケアエアーフロスは、ブラシが届かない部分の歯垢をやさしく除去することで、歯間の虫歯予防を助けます。

健康的な習慣への簡単なスタート方法



歯間洗浄は、お口全体的な健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単に洗浄。エアーフロス3か月使用後、デンタルフロスを習慣付けられなかった人の96%が週4回以上の頻度でエアーフロスの使用を続けていました。

仕様

デザインと仕上げ

- 色: ピンク

電源

- 対応電圧: 100-240V (海外電圧対応)

仕様

- 使用時間: 6ヶ月に一度ノズルを交換
- 充電機: 充電式
- 充電機の種類: リチウムイオン充電機
- 充電時間: ニッケル水素充電機

デザインと仕上げ

- ノズルカラー: ピンク、先端は白

使いやすさ

- 充電機表示ランプ: 充電機残量が低下すると点灯
- ハンドル: スリムなデザイン
- ノズル装着方式: はめ込み式
- 充電機残量: 満充電で約3週間

内容

- エアーフロスハンドル: 1
- 充電機: 海外使用対応充電機 1台
- エアーフロスノズル: 1

洗浄性能

- ノズル: 性能を維持するために、6ヶ月ごとに交換してください
- 性能: 歯垢を除去
- 健康上の利点: 歯垢を除去
- 自動連続噴射機能: 30秒でお口全体を洗浄



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022-06-05

バージョン: 5.5.2

EAN: 08 71010 37823 53

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2022 Philips Japan, Ltd.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

*1日1回、1分間使用した場合