




Philips Sonicare AirFloss
ソニックケア エア
フロス

ノズル 1 本付属



HX8221/02

歯間洗浄がより早く、より簡単に。

たった 30 秒 *1 で歯間スッキリ。手磨きと併用することにより、手磨き
のみに比べて歯垢を除去 *2 し、歯間の虫歯予防を助けます。

たった 30 秒で歯間スッキリ。手磨きと併用することにより、手磨きのみに比べて歯垢を
除去し、歯間の虫歯予防を助けます。*1 自動連続噴射機能使用時 / 自動連続噴射機能
を使わない通常使用の場合、お口全体の歯間洗浄は約 1 分程です *2 手磨きのみと、手磨き
との併用した場合の比較、フィリップス調べ (2012 年)

Improves oral health

- 約 2 週間で歯ぐきをより健康に。* 手磨きと同様
- 歯間の虫歯予防を助ける
- 歯間の歯垢除去力最大 5 倍 *

Achieve a 30-second clean

- たった 30 秒でお口全体を洗浄
- 当てて、押して、洗浄。

Easy to use


- ワンタッチで洗浄するテクノロジー
- ノズルを正確に配置できるガイドチップ
- 人間工学に基づいた持ちやすいハンドル

PHILIPS

sonicare

特長

空気とミクロの水滴を用いた独自技術



エアーフロスは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術で、加圧された空気と水またはマウスウォッシュを歯に噴射します。ワンタッチの作動ボタンは、マウスクリックと同じくらいシンプルです。

30秒で歯間洗浄



エアーフロスは、たった30秒でお口全体を洗浄。プッシュするたびに1回噴射されるので、歯を移動してこれを繰り返します。新しい自動噴射機能を使用するには、プッシュしたままガイドチップを隙間から隙間へと動かします。液体は1秒ごとに噴射されます。

歯ぐきの健康を推進



ソニックアーエアーフロスは、約2週間で歯ぐきの健康を推進します。

水タンクへの給水が簡単



ハンドルの水タンクに洗浄用マウスウォッシュまたは水を補給、歯間を狙って噴射します。タンクには2回分の液体が入ります。

ガイドチップ




スリムで角度の付いたノズルとガイドチップにより、正しい位置を簡単に見つけられます。歯肉線付近の歯の表面に沿って滑るように動かすことで、ガイドチップが歯間部を捉えます。

人間工学に基づいた持ちやすいハンドル



狭いお口の中でも動かしやすいデザインのエアーフロスは、人間工学に基づいた持ちやすいハンドルと滑りにくいグリップを備えています。

虫歯予防を助ける




ソニックアーエアーフロスは、ブラシが届かない部分の歯垢をやさしく除去することで、歯間の虫歯予防を助けます。

より多くの歯垢を除去



歯間洗浄はお口の健康にとって大変重要です。ソニックアーエアーフロスは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術で、手磨きだけの場合に比べて歯間の歯垢を多く除去します。

健康的な習慣への簡単なスタート方法



歯間洗浄は、お口全体的な健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単に洗浄。エアーフロス3カ月使用後、デンタルフロスを習慣付けられなかった人の96%が週4回以上の頻度でエアーフロスの使用を続けていました。

仕様

デザインと仕上げ

- 色: ピンク

電源

- 対応電圧: 100-240V (海外電圧対応)

仕様

- 使用時間: 6ヶ月に一度ノズルを交換
- バッテリー: 充電式
- バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池
- 充電時間: ニッケル水素充電電池

デザインと仕上げ

- ノズルカラー: ピンク、先端は白

使いやすさ

- 充電表示ランプ: 充電電池残量が低下すると点

灯

- ハンドル: スリムなデザイン
- ノズル装着方式: はめ込み式
- バッテリー残量: 満充電で約3週間

内容・付属品

- 充電器: 海外使用対応充電器1台
- エアーフロスノズル: 1
- ノズルホルダー: 1

洗浄性能

- ノズル: 性能を維持するために、6ヶ月ごとに交換してください
- 健康上の利点: 歯垢を除去
- 性能: 歯垢を除去
- 自動連続噴射機能: 30秒でお口全体を洗浄



Philips Japan, Ltd.

発行日 2023-02-01

バージョン: 5.5.1

EAN: 08 71010 37362 57

© 2023 Philips Japan, Ltd.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

*手磨きだけの場合と比較