

PHILIPS

sonicare

Pienikokoiset Sonic-
harjaspäät

Sensitive

4 kpl

Pienikokoinen

Napsautettava

Aristaville ikenille ja hampaille

HX6084/07



Puhdistaa hellävaraisesti ja miellyttävästi

Aristavien ikenien ja hampaiden tehokas puhdistus

Philips Sonicare Sensitive -harjaspää soveltuu täydellisesti aristavien hampaiden ja ikenien puhdistukseen.

Harjaspää, joka sopii useisiin varsiin

- Toimii minkä tahansa kiinninapsautettavan Philips Sonicare -hammasharjan kanssa

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Keskeinen osa tehokasta suunhoitoa

Optimoi suorituskyvyn

- Innovatiivisesti muotoillut harjakset poistavat plakin hellävaraisesti
- Muistutusharjakset varmistavat tehokkaan puhdistuksen
- Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka

Hellää, tehokasta puhdistusta

- Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Kohokohdat

Poistaa plakin hellävaraisesti



Philips Sonicare -harjaspään erittäin pehmeät harjat puhdistavat hellävaraisesti ja tehokkaasti. Lisäksi sen erityinen, pehmeä reunaprofiili tekee harjaamisesta hellävaraisempaa. Saatavana on myös pienikokoinen vaihtoehto tarkkaan puhdistukseen.

Poistaa enemmän plakkia



Kliinisten tutkimusten mukaan hellävarainen Philips Sonicare -harjaspää poistaa plakkia tehokkaammin kuin tavallinen hammasharja.

Maksimoitu harjausliike



Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin, ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

Kiinninapsautettava harjaspääjärjestelmä




Harjaspää kiinnitetään runkoon ja irrotetaan siitä kätevästi napsauttamalla. Näin harjaspää pysyy jämäkästi kiinni, ja huolto ja puhdistus on helppoa. Harjaspää sopii kaikkiin Philips Sonicare -runkoihin PowerUp Battery- ja Essence-malleja lukuun ottamatta.

Terveempi suu



Kuten kaikki aidot Philips Sonicare -harjaspäät, tämäkin harjaspää on hellävarainen hampaille ja ikenille. Jokaisen harjaspään toimivuus, kestävyys ja laatu on tarkasti testattu.

Muistutusharjakset



Harjaspäät muuttuvat taipuisammiksi ja kuluvat normaalikäytössä muutamassa kuukaudessa. Siniset muistutusharjakset muuttuvat vähitellen valkoisiksi, joten niistä näkee, milloin ne on vaihdettava. Saat parhaan tuloksen vaihtamalla harjaspään kolmen kuukauden välein.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

Jämäkät harjakset: Erittäin pehmeä

Väri: Valkoinen

Muistutusharjakset: Vaalenevat siniset harjakset

Koko: Pienikokoinen

Yhteensopivuus

Harjaspääjärjestelmä: Napsautettava

Sopii näihin malleihin: 2-sarja plakin ehkäisyyn, 3-sarja ikenien hyvinvointiin, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, lapsille, HealthyWhite

Pakkauksen sisältö

Harjaspää: 4 Sensitive Compact -harjaspäätä

Laatu ja toimivuus

Varaosat: 3 kuukautta

Terveysedut

Plakin poisto: Auttaa poistamaan plakkia

