

Philips Sonicare Power
Flosser 7000
구강 세정기

Quad Stream 기술
속삭이듯 조용한 디자인
Pulse Wave 가 안내하는 세정



HX3904/32

세정 부위의 플라그를 최대 99.9% 제거합니다

최적의 잇몸 건강을 위해 재탄생한 치간 세정기

치실 사용자에게 새로운 차원의 세정 효과를 제공하며 오랜 기간 사용을 약속드리는 필립스 소닉케어 파워 치간 세정기는 치간 세정의 혁신입니다.

New level clean

- 채우기 쉬운 600ml 급수통
- 소형 노즐 케이스
- 정기적인 세정을 위한 F1 표준 노즐
- 넓은 면적을 커버하는 F3 Quad Stream 노즐
- 완벽한 깨끗함을 위한 Quad Stream
- Pulse Wave 기술이 안내하는 치간 세정
- 소음 없이 훌륭한 결과를 얻을 수 있는 속삭이는 듯한 조용함
- 4 가지 치간 세정 모드, 10 단계 강도 조절
- 자동 전원 차단 기능이 있는 간편한 마그네틱 락


PHILIPS
sonicare

주요 제품

완벽한 깨끗함

독특한 교차 모양 노즐이 4 개의 넓은 물줄기를 만들어 치아 사이와 잇몸 가장자리를 따라 깨끗하게 세정합니다.

치간 세정을 안내합니다



세정 진행 시 잠시 멈추면 사용자가 입 전체를 세정할 수 있도록 다음 치아 사이 공간으로 노즐을 움직이도록 메시지가 표시됩니다.

속삭이듯 조용한 디자인



세밀한 세정을 위해 설계되어 시끄러운 소음 없이 환자가 훌륭한 결과를 얻을 수 있습니다.


4 가지 양치 모드, 10 단계 강도 조절



사용자는 필요에 맞는 세정을 즐길 수 있습니다. 일반 세정 모드는 물을 지속적으로 흘

려 뛰어난 일상 세정을 보장합니다. 딥 클린은 뚜렷한 펄스를 사용하여 더욱 깨끗하게 세정합니다. 민감 세정 모드는 민감한 잇몸에 매우 부드럽게 작용합니다. 잇몸 관리 모드는 잇몸라인을 부드럽게 진정시키고 자극합니다. 사용자는 LED 조명 디스플레이를 가이드로 사용하여 편안하게 강도를 조절할 수 있습니다.

F3 Quad Stream 노즐



보다 넓은 면적을 더욱 꼼꼼하게 세정하기 위해 Quad Stream 노즐을 사용하여 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 흐르는 네 개의 넓은 물줄기에 물을 집중합니다. 부드러운 고무 가이드로 잇몸에 부드럽게 작용하며, 모든 노즐은 몇 번의 클릭만으로 간편하게 전원을 켜고 끌 수 있습니다.

F1 표준 노즐



플라그와 이물질을 제거하는 강력한 치간 세정이 가능한 표준 노즐

간편한 마그네틱 락



사용자가 사용을 마치면 손잡이를 마그네틱 락 독에 다시 꽂기만 하면 됩니다. 손잡이가 자동으로 일시 중지에서 꺼짐으로 전환됩니다.

소형 노즐 케이스

사용자는 작고 세련된 노즐 케이스에 여분의 노즐을 위생적으로 보관할 수 있습니다.

600ml 급수통



간편한 플립형 뚜껑이 있는 600ml의 급수통은 한 번 세정하기에 충분한 물을 담을 수 있습니다. 물을 채우려면 들어올리고 채운 다음 다시 돌려놓으면 됩니다.

사양

소비전력

- 전압: 다중 전압 충전기

서비스

- 보증: 구입 후 2 년

편리한 사용

- 핸들: 슬림한 인체공학적 디자인
- 노즐 액세서리: 간편한 탈부착

구성품

- F1 표준 노즐: 1 개
- F3 Quad Stream 노즐: 1 개

- 파워 치간 세정기: 1 개
- 노즐 보관 케이스: 1 개

세정 성능

- 성능: 플라그 최대 99.9% 제거

모드

- 세정: 매일매일 깨끗한 양치
- Deep Clean+: 상쾌한 딥클린을 위한 기능
- 잇몸 케어: 부드러운 잇몸 마사지
- 강도 조절: 10
- 민감 세정: 치아와 잇몸을 부드럽게 세정



발행 일자 2023-12-12

버전: 2.0.2

EAN: 87 10103 94722 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는
Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다
.

www.philips.com

*연구 결과에 따르면 세정 부위의 플라그를 최대 99.9% 제거합니다. 실제 구강 내 결과는 다를 수 있습니다.