



Philips Sonicare AirFloss
Interdental - laetav

1 otsakuga



HX8211/02

Ei kasuta hambaniiti? Võtke appi AirFloss.

Eemaldab hambakatu sealt, kuhu harjased ei pääse

Nende jaoks, kes ei kasuta regulaarselt hambaniiti, on AirFloss hõlbus viis hakata oma hambavahesid puhastama. AirFlossi saab kasutada nii suuvee kui tavalise veega ning selle ainulaadne õhu ja veepiisakeste tehnoloogia aitab eemaldada hambakatu raskesti ligipääsetavatest kohtadest.

Improves oral health

- Aitab parandada igemete tervist vaid kahe nädalaga
- Eemaldab rohkem kattu hammaste vahelt
- Aitab vältida hambauke hambavahedes

Hambavahed puhtaks vaid 30 sekundiga

- Puhastab kogu suu vaid 30 sekundiga
- Suuna. Vajuta. Puhasta!

Lihntne kasutada

- Õhu ja veepiisakeste tehnoloogia
- Mugav ergonomiline käepide
- Juhtots tagab õige paigutuse


Aitab kujundada tervislikke harjumusi

- Hõlbus viis hambavahede puhastamise parandamiseks

PHILIPS
sonicare


Esiletõstetud tooted

Õhu ja veepiisakeste tehnoloogia



Õhu ja veepiisakeste tehnoloogia

Hõlbus viis alustamiseks



Hambavahede puhastamine on üldise suuhügieeni seisukohast väga tähtis. AirFloss on hõlbus viis hambavahede põhjalikumaks puhastamiseks, aidates kujundada tervislikku harjumust. Pärast kolmekuulist AirFlossi kasutamist jätkas 96% ebaregulaarsetest hambaniidikasutajatest AirFlossi kasutamist vähemalt neljal päeval nädalas.


30-sekundiline puhastus



Tänu AirFlossile kulub kogu suu puhastamiseks vaid 30 sekundit. Lihtsalt vajutage korra nuppu ühekordse voo tekitamiseks, seejärel liikuge

edasi ja korrake tegevust. Uudse automaatvoo funktsiooni kasutamiseks hoidke nuppu all ja liigutage juhtotsa ühest hambavahest teise. See purskab vett automaatselt iga sekund.

Igemete parem tervis



Sonicare AirFlossi puhul on kliiniliselt tõestatud, et see parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga.

Lihtsalt täidetav nõu



Täitke käepidemes olev nõu suuvee või veega värskendava puhtuse saavutamiseks, seejärel suunake ja pritsige. Nõu mahutab vedelikukoguse, millest piisab kuni kaheks kasutuskorraks.

Juhtots




Peenike, nurga all olev otsak ja juhtots lihtsustavad õige paigutuse leidmist. Lihtsalt libistage juhtotsa piki hambapinda igemeserva lähedal, kuni ots kinnitub hammaste vahele.

Aitab vältida hambaauke



Sonicare AirFloss aitab vältida hambaaukude teket hambavahedes, eemaldades õrna veejoa abil katu, mis jäi harjamisel märkamata.

Eemaldab rohkem kattu hammaste vahelt



Eemaldab rohkem kattu hammaste vahelt

Ergonoomiline käepide

AirFlossil, mis on loodud kitsastes kohtades liikumise hõlbustamiseks, on mugav ergonoomiline ja mittelibiseva kattega käepide.

Spetsifikatsioon

Võimsus

- Pinge: Mitmevoldiline laadija

Tehnilised andmed

- Kasutamisaeg: Vahetage otsakut iga kuue kuu järel
- Aku: Laetav
- Aku tüüp: Liitiumioon
- Laadimisaeg: Täislaadimiseks kulub 24 tundi

Projektlahenduse spetsifikatsioon

- Värvus(-ed): Valge, roheline varjundiga

Hooldus

- Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

- Käepide: Peenike, ergonoomiline disain
- Akunäidik: Vilkumine annab märku aku

tühjenemisest

- Hambaharjapea: Lihtne külgeklõpsata ja eemaldada
- Aku tööiga: Täislaetult kuni 3 nädalat

Kaasolevad tarvikud

- AirFlossi käepide: 1
- Laadija: Üks mitmevoldiline laadija
- AirFloss Nozzle: 1
- Otsaku hoidik: 1

Puhastusjõudlus

- Kasu tervisele: Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga
- Automaatvoo funktsioon: Puhastab kogu suu 30 sekundiga
- Talitlus: Eemaldab kuni viis korda rohkem kattu*
- Otsakud: Parimate tulemuste saamiseks vahetage iga 6 kuu tagant

