



Philips Sonicare  
HealthyWhite  
충전식 음파 전동칫솔

2 가지 모드  
칫솔모 1 개

HX6711/02

# 보다 하얗고 건강한 치아

## 더 하얀 치아를 위한 최고의 전동칫솔

모두가 환하고 밝게 빛나는 미소를 좋아합니다. 자연스럽게 하얗게 빛나는 치아를 만드세요. 필립스 전동칫솔 소닉케어 헬시화이트 (HX6711/02) 의 세정 및 미백 모드를 규칙적으로 사용하면 매일 쌓인 얼룩이 2 주 내로 제거되는 것으로 입증되었습니다.

### 검증된 구강 건강 개선

- 치아 착색 제거에 효과적인 필립스 소닉케어 음파칫솔

### 치과 전문의가 추천하는 양치법을 준수하도록 가이드

- 쿼드페이서의 30 초 타이머로 꼼꼼한 양치
- 2 분 타이머가 권장 양치 시간을 준수하도록 도움을 줌

### 뛰어난 세정력

- 필립스 소닉케어의 음파 기술이 만들어낸 강력한 물살로 치아 사이까지 깨끗한 양치
- 일반 칫솔에 비해 최대 2 배 더 많은 플라그 제거

### 구강 상태에 따른 맞춤형 양치모드 제공

- 이지스타트가 소닉케어에 익숙해질 수 있도록 도와 드립니다.
- 세정 및 화이트 모드: 입증된 착색 제거 효과

**PHILIPS**  
sonicare

# 주요 제품

## 음파 기술




필립스 소닉케어 음파 칫솔만의 역동적인 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.

## 스마트 타이머



필립스 소닉케어 음파칫솔에 2분 타이머가 있어 치과 전문의가 권장하는 양치 시간을 준수하는 데 도움이 됩니다.


## 퀵드레이서



간격 타이머가 구강 내부를 4 구역으로 나누어 30 초마다 다음 구역으로 넘어갈 시간


이 되었음을 알려주어 구강 전체의 고른 양치가 가능합니다.

## 이지스타트 프로그램



필립스 소닉케어 음파 칫솔에 익숙해질 수 있도록 처음 14 회에 걸쳐 강도가 서서히 증가합니다.

## 세정 및 화이트 모드



2분의 세정모드와 30초 추가적인 화이트닝모드가 더해진 전치부 심미효과에 집중된 모드입니다. 커피, 차, 담배 및 레드 와인 등으로 인한 치아의 착색을 제거해 주어 2주 만에 두 단계까지 밝아지는 치아 미백 효과를 확인할 수 있습니다.\*

## 치아 착색 제거 효과



필립스 소닉케어 음파칫솔은 보다 환한 미소를 지을 수 있도록 치아의 착색 제거 및 감소에 도움을 줍니다.

## 최대 2배 더 많은 플라그 제거



특히 받은 음파 기술로 일반칫솔에 비해 최대 2배 더 많은 플라그를 제거합니다.



# 사양

## 디자인 및 마감

- 색상: 그린

## 소비전력

- 전압: 110-220V

## 기술 사양

- 배터리: 충전식
- 작동 시간 (방전 상태에서 완전 충전까지): 최대 3주\*\*
- 배터리 유형: 리튬 이온

## 서비스

- 보증: 구입 후 2년

## 편리한 사용

- 핸들: 슬림한 인체공학적 디자인, 그립감이 편안한 고무 핸들
- 칫솔모 시스템: 탈부착이 쉬운 클릭온 칫솔모

- 배터리 표시등: 표시등이 배터리 상태를 나타냄
- 양치 시간: 최대 3주\*\*

## 구성품

- 핸들: 헬시화이트 1개
- 충전기: 1개
- 칫솔모: 프로리절트 스탠다드 칫솔모 1개

## 세정 성능

- 구강 건강 관리 효과: 잇몸 건강 개선을 도와줌\*\*
- 속도: 분당 최대 62,000 회의 칫솔모 움직임
- 성능: 최대 90% 까지 착색 제거\*
- 착색 제거 효과: 최대 2단계 더 치아를 밝게
- 타이머: 퀵드레이서 및 스마트 타이머

## 모드

- 세정: 매일매일 깨끗한 양치
- 세정 및 화이트: 2분 세정 + 30초 화이트



발행 일자 2022-06-05

버전 : 3.0.2

EAN: 08 71010 33508 28

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 일반 칫솔 대비 플라그를 7배 더 제거  
\*\* 일반 세정 모드에서 1일 2분간 2회 사용 기준