

PHILIPS

sonicare

プロリザルト ブラシヘッド
ド スタンダード4本組

ProResults

4本組

レギュラーサイズ

はめ込み式

お口の中全体の歯磨きに

HX6014/01



ベーシックなブラッシングをお求めの方に。

放射状に広がったブラシ毛が歯列にフィット

放射状に広がったブラシ毛が歯列にフィット

A brush head that fits multiple handles

- すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

お口の健康を推進

- 毎日のお口のケアをより確かに

Designed to optimize performance

- フィリップスソニッケアーの理想的な性能を実現
- 最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ
- フィリップスソニッケアーの最先端の音波水流

お口の中を隅々まですっきり磨ける

- 手磨きと比べて歯垢除去力最大2倍

特長

理想的な性能を実現



このフィリップスソニックケアブラシヘッドは、放射状に広がった毛先が歯列にフィットするため、届きにくい部分もしっかり磨けます。

最大2倍の歯垢を除去



このブラシヘッドは、手磨きと比べて歯垢を最大2倍除去します。

効果的な音波水流



フィリップスソニックケアの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

簡単にはめ込みできるブラシヘッド




ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニックケアキッズブラシ、eシリーズ以外のすべてのフィリップスソニックケアハンドルに対応します。

より良いお口の健康のために



すべてのフィリップスソニックケアブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。

交換時期をお知らせ



通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは3ヶ月ごとに交換してください。

仕様

デザインと仕上げ

毛の硬さ: ふつう

色: ホワイト

交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。

サイズ: レギュラー

互換性

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

使用できるモデル: ヘルシーホワイトプラス, 2シリーズ プラークディフェンス, キッズ, ヘルシーホワイト, ガムヘルス, ダイヤモンドクリーン, イージークリーン, フレックスケア, フレックスケア プラチナ, フレックスケアプラス, ヘルシーホワイト

内容・付属品

ブラシヘッド: プロリザルト レギュラー 4本

品質と性能

交換: 約3ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。

テスト済み: 最適な使用のために

健康上の利点

歯垢の除去: ○

* 手磨きよりも効果的

