



Philips Sonicare AirFloss
Tussen de tanden,
oplaadbaar

met FlexCare Platinum
met 1 spuitkop



HX8273/20

Flost u niet? AirFloss dan!

Verwijdert tandplak op plekken waar een tandenborstel niet kan komen

Als u niet regelmatig flost, is AirFloss een eenvoudige oplossing voor reiniging tussen de tanden. AirFloss kan worden gebruikt in combinatie met (mond)water en is voorzien van een unieke technologie die gebruikmaakt van lucht en microdruppels om tandplak te verwijderen op moeilijk bereikbare plekken.

Verbetert de mondhygiëne

- Verwijdert meer tandplak tussen de tanden
- Helpt de gezondheid van het tandvlees te verbeteren in slechts twee weken
- Helpt gaatjes tussen de tanden te voorkomen

Achieve a 30-second clean

- Reinigt uw hele mond in slechts 30 seconden
- Richt. Druk. Schoon!

Easy to use

- Technologie met lucht en microdruppels
- Comfortabel ergonomisch handvat
- Geleidetip voor juiste plaatsing

Helps build a healthy habit

- Een gemakkelijke manier om beter schoon te maken tussen de tanden

PHILIPS
sonicare

Tussen de tanden, oplaadbaar
met FlexCare Platinum met 1 spuitkop


Kenmerken

Technologie met lucht en microdruppels



AirFloss maakt gebruik van unieke technologie met lucht en microdruppels, waarbij lucht en water of mondspoeling tussen uw tanden en kiezen wordt gespoten. De eenvoudige activeringsknop werkt net zo eenvoudig als een muisklik.

Een gemakkelijke manier om te beginnen



Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor totale gezondheid van uw mond. AirFloss is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen. 96% van mensen die voorheen niet regelmatig flossen, bleef de AirFloss na drie maanden vier of meer dagen per week gebruiken.


Schoon in 30 seconden



Met de AirFloss duurt het reinigen van uw hele mond slechts 30 seconden. Houd gewoon de

knop ingedrukt om het apparaat één keer te activeren, beweeg de geleidetip en herhaal de handeling. Als u de nieuwe automatische activeringsfunctie wilt gebruiken, houdt u de knop ingedrukt en beweegt u de geleidetip van ruimte naar ruimte. Het apparaat geeft elke seconde automatisch een luchtstoot.

Gezonder tandvlees



Het is klinisch bewezen dat de Sonicare AirFloss de gezondheid van het tandvlees in slechts twee weken verbetert.

Eenvoudig te vullen reservoir



Vul het reservoir op het handvat met mondspoeling of water voor een verfrissende reiniging, richt het apparaat en druk op de knop. Het reservoir is groot genoeg voor maximaal twee keer gebruiken.

HX8273/20

Geleidetip




De slanke, gebogen spuitkop maakt het eenvoudig om het apparaat goed te plaatsen. Beweeg de spuitkop gewoon langs het tandvlees over het oppervlak van de tand tot de tip de ruimte tussen de tanden bereikt.

Helpt gaatjes te voorkomen



De Sonicare AirFloss spoelt tandplak dat na het poetsen is blijven zitten voorzichtig weg en helpt zo gaatjes in de ruimte tussen de tanden te voorkomen.

Verwijdert meer tandplak tussen de tanden



Verwijdert meer tandplak tussen de tanden

Ergonomisch handvat

De AirFloss, die is ontworpen om eenvoudig te bewegen in kleine ruimten, heeft een comfortabel ergonomisch handvat en een antislipgreep.

Specificaties

Vermogen

- Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Technische specificaties

- Batterij: Oplaadbaar
- Gebruiksduur: Vervang de spuitkop iedere 6 maanden
- Batterijtype: Lithium-ion
- Laadtijd: 24 uur om volledig op te laden

Ontwerpspecificaties

- Kleur(en): Wit met groene accenten

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

- Handvat: Slank, ergonomisch design
- Batterij-indicator: Knipperend: de batterij is bijna leeg

- Levensduur accu: Tot 2 weken
- Spuitkophulpstuk: Eenvoudig te plaatsen en verwijderen

Meegeleverde artikelen

- AirFloss-handvat: 1
- Docking station: 1 oplader voor verschillende voltages
- AirFloss-spuitskop: 1, 3
- Spuitkophouder: 1

Reinigingsprestaties

- Prestaties: Verwijdert tot vijf keer meer tandplak*
- Gezondheidsvoordelen: Verbetert gezondheid van tandvles in slechts twee weken
- Functie voor automatische activering: Reinigt de hele mond in 30 seconden
- Mondstukken: Voor de beste resultaten om de zes maanden vervangen



Publicatiedatum
2023-05-16

Versie: 5.0.1

EAN: 87 10103 62352 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* dan alleen handmatig poetsen