

PHILIPS

sonicare

充電式電動歯ブラシ

HealthyWhite

3つのモード

3本のブラシヘッド

ブラシヘッド紫外線除菌器

HX6733/80



より自然に白い歯へ

自然な白い歯のための歯ブラシ

自然な白い歯は明るい笑顔の象徴です。自然な白さで輝く歯を手に入れましょう。フィリップスソニックケア ヘルシーホワイト電動歯ブラシは、クリーン＆ホワイトモードを定期的に使することで、歯の表面に付着したステイン（着色汚れ）を約2週間で除去、自然な白さに近づけます。

お口の健康を推進

- やさしくブラッシング
- 自然な白い歯に

理想的な歯磨きをサポート

- 2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
- カドベーター機能搭載

優れた洗浄能力

- 音波水流
- 角度の付いたブラシヘッドネックで歯の裏側にも届きやすい

1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- イージースタート機能
- クリーン＆ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす
- クリーンモード：2分間の通常モード
- センシティブモード：歯と歯ぐきにやさしく洗浄

特長

音波水流




高速振動と幅広い振幅でしっかり歯垢を落とし、同時に起こる音波水流で歯間の奥と歯と歯ぐきの汚れをやさしく効果的に除去します

やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。

イージースタート機能



電動歯ブラシに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

角度の付いたブラシヘッドネック




角度の付いたブラシヘッドネックで、歯の裏側などの届きにくい部分の歯垢を除去します。

スマートタイマー



2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

クリーン&ホワイトモード




お口全体を2分間しっかりブラッシングした後（クリーンモード）、特殊な動作で30秒間前歯をみがいて（ホワイトモード）、歯1本1本の汚れをしっかりと除去。コーヒー、紅茶、タバコ、赤ワインなどの日常的なステイン（着色汚れ）を落とし、わずか約2週間で歯に自然な白さをもたらします。*

自然な白い歯に



歯の1本1本に直接届く音波水流で、歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。

カドペーサー




磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。

クリーンモード

毎日の歯磨きで、自然な白い歯をもたらします。

歯と歯ぐきにやさしい



センシティブモード搭載フィリップス ソニックアークブラシ：歯と歯ぐきにやさしく効果的に洗浄



仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 3 週間**

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

デザインと仕上げ

色: ホワイト

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン, 握りやすいゴム製グリップ

使用時間: 約 3 週間**

内容・付属品

ハンドル: ヘルシーホワイト 2 本

ブラシヘッド: プロリザルツスタンダード 2 本, ダイヤモンドクリーン レギュラー 1 本

トラベルケース: 2

充電器: 2 つの充電器

紫外線除菌器: 有

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

健康上の利点: 歯垢を除去

性能: 歯垢を除去

タイマー: カドベーターとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

モード

クリーン: 歯をキレイに

センシティブ: 歯と歯ぐきにやさしい

クリーン&ホワイト: クリーン（2 分間） + ホワイト（30 秒間）

**クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
* 手磨きと比べて最大 7 倍の歯垢を除去

