



Philips Sonicare AirFloss  
Interdentaires - Buses

avec 2 buses

HX8012/64

Vous n'utilisez pas de soie dentaire? Alors pensez AirFloss!

Lutte efficacement contre la plaque, là où un simple brossage ne suffit pas

Remplacez la buse tous les six mois pour obtenir la garantie d'un nettoyage parfait entre les dents. Le système Sonicare AirFloss permet d'enlever jusqu'à 5 fois plus de plaque entre les dents qu'avec un brossage de dents manuel.

**Easy to use**

- Technologie qui allie air et micro-gouttelettes
- La pointe de guidage assure un bon positionnement
- Canule conçue pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès

**Helps build a healthy habit**

- Pour améliorer facilement le nettoyage interdentaire

**PHILIPS**  
**sonicare**

# Spécifications

## Facile d'utilisation

- Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement

## Accessoires inclus

- Canule AirFloss: 2

## Performances de brossage

- Canules: À remplacer tous les 6 mois pour des résultats optimaux

HX8012/64

# Caractéristiques

## Pour débiter facilement



Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. AirFloss permet de nettoyer facilement les espaces interdentaires, afin de prendre de bonnes habitudes. Au bout de trois mois d'utilisation d'AirFloss, 96 % des personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire continuaient à utiliser AirFloss quatre jours ou plus par semaine.

## Technologie qui allie air et micro-gouttelettes



AirFloss utilise une technologie exclusive d'air et de micro-gouttelettes pour envoyer un bref jet d'air et d'eau ou de bain de bouche entre vos dents. Le bouton pour activer est aussi simple qu'un clic de souris.

## Pointe de guidage



La pointe de guidage et la canule fine et inclinée permettent un positionnement facile. Faites simplement glisser la pointe sur les dents, le long du sillon gingival, jusqu'à ce qu'elle rencontre un espace interdentaire.

## Canule fine et inclinée

Canule fine et inclinée pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès



Date de publication  
2023-12-19

Version: 4.4.3

UPC: 0 75020 03325 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* comparativement à l'utilisation d'une brosse à dents manuelle seule