

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico
sonico

ProtectiveClean
4300

Sensore di pressione integrato

1 modalità di pulizia

Funzione BrushSync



HX6800/03



Denti più puliti. Con delicatezza.

Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno manuale

Grazie al nostro sensore di pressione puoi pulire i denti in modo delicato e rimuovere fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

Proven to improve oral health

- Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale
- Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici

Progettato su misura per te

- Un ottimo modo per abituarsi al nuovo spazzolino
- Incoraggiamento a una pulizia accurata
- Semplifica i tuoi spostamenti

Innovative technology

- Non dimenticare mai di sostituire le testine
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Connette il manico dello spazzolino intelligente alle testine
- Ti avverte quando stai esercitando troppa forza

In evidenza

Puoi dire addio alla placca



Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale. Inoltre, la punta curva raggiunge anche i denti in fondo alla bocca.

Sicuro e delicato



Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonora è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.

L'unica vera tecnologia sonora



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Pressione eccessiva?



Se non ti accorgi di esercitare troppa forza durante la pulizia, il tuo spazzolino elettrico con sensore di pressione te lo farà notare. Se applichi una pressione eccessiva sulle gengive, lo spazzolino emetterà un suono intermittente che ti ricorderà di essere più delicato.

Tecnologia BrushSync



Una tecnologia con microchip che rileva e sincronizza la testina e il manico dello spazzolino intelligente. Il manico e la testina costituiscono una combinazione vincente che consente di ricevere promemoria per la sostituzione della testina.

Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Tutte le testine si usurano con il tempo. Ma la nostra tecnologia BrushSync monitora da quanto tempo e con quale frequenza stai utilizzando la testina dello spazzolino. Quando è il momento di sostituirla, una spia sul manico


e un breve segnale acustico te lo ricorderanno. In questo modo, avrai sempre la certezza che la tua testina stia pulendo in modo efficace.

Programma Easy-Start



Abituarsi a qualcosa di nuovo può richiedere un po' di tempo. Ecco perché il nostro programma Easy-Start ti offre la possibilità di un graduale, ma delicato, aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del tuo nuovo spazzolino.

Timer utili



Il nostro QuadPacer ti permette di sapere quando hai dedicato il tempo giusto alla pulizia di ogni parte del cavo orale, mentre la nostra funzione Smartimer ti indica quando sono trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.

Pratica custodia da viaggio e caricatore

La custodia da viaggio premium consente di conservare lo spazzolino in modo igienico, mentre il caricatore da viaggio compatto ti permetterà di averlo sempre pronto all'uso. Una singola ricarica completa garantisce due settimane di utilizzo regolare, mentre il caricatore sarà il tuo biglietto per viaggi più lunghi.

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a

scarica): Fino a 2 settimane

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Nero, grigio

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Manico: Design ergonomico e compatto

Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane

Accessori inclusi

Testine: 1 C2 Optimal Plaque Defence

Manico: 1 ProtectiveClean

Custodia da viaggio: 1

Caricabatterie: 1

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Benefici per la salute: Aiuta a ridurre il rischio di carie

Prestazioni: Rimuove fino a 7 volte più placca*

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata:

Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

2 intensità: Bassa, Alta

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

