

# PHILIPS

## sonicare

音波式電動歯ブラシ  
ブラシヘッド ミニサイズ

ProResults

2本組

ミニサイズ

はめ込み式

お口の中全体の歯磨きに

HX6022



## 優れた性能。\* 確かな品質。

優れた性能で優れた価値を生み出す

フィリップスソニックアープロリザルトは、ソニックア어의性能を最大限に発揮する、ソニックア어를初めてお使いになる方にも、既にお使いいただいている方にも最適なブラシヘッドです。

### A brush head that fits multiple handles

- すべてのフィリップスソニックア어電動歯ブラシに対応

### お口の健康を推進

- 毎日のお口のケアをより確かに

### Designed to optimize performance

- フィリップスソニックア어의理想的な性能を実現
- 最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ
- フィリップスソニックア어의最先端の音波水流

## 特長

### 理想的な性能を実現



このフィリップスソニックケアブラシヘッドは、放射状に広がった毛先が歯列にフィットするため、届きにくい部分もしっかり磨けます。

### 効果的な音波水流



フィリップスソニックケアの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

### 簡単にはめ込みできるブラシヘッド




ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニックケアキッズブラシ、eシリーズ以外のすべてのフィリップスソニックケアハンドルに対応します。

### より良いお口の健康のために



すべてのフィリップスソニックケアブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。

### 交換時期をお知らせ



通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んでいきます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは3ヶ月ごとに交換してください。

## 仕様

### デザインと仕上げ

毛の硬さ: ふつう

色: ホワイト

交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。

サイズ: コンパクト

### 互換性

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

使用できるモデル: 2シリーズ プラークディフェンス、ガムヘルス、ダイヤモンドクリーン、イージークリーン、フレックスケア、フレックスケアプラチナ、フレックスケアプラス、キッズ、ヘルシーホワイト

### 内容・付属品

ブラシヘッド: プロリザルツミニ2本

### 品質と性能

交換: 約3ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。

テスト済み: 最適な使用のために

### 健康上の利点

歯垢の除去: ○

\*\*手磨きよりも効果的

